

# Heavy Wall Pressure Vessel 압력용기

- 완벽한 Sealing을 위하여 Teflon Bushing이 들어 있음
- 반응 도중 압력이 생기는 반응에 적합한 용기임
- Complete Apparatus : Vessel, Solid Back Seal Teflon Bushing and Viton O-ring
- 내열 및 내화학성이 뛰어난 Perfluoro O-ring 또한 공급 가능 (Option)
- Chemglass

## Cylindrical Apparatus ①

Cat. No.	Model	Size (mm)	용량	Bushing	EA Price ₩
P05-132-107	1880-01	∅25.4×114	15 ml	#15	121,600
P05-132-114	1880-02	∅25.4×190	35 ml		123,600
P05-132-121	1880-03	∅25.4×215	38 ml		126,100
P05-132-128	1880-04	∅38×114	48 ml		163,100
P05-132-135	1880-05	∅38×190	100 ml		164,800
P05-132-142	1880-06	∅38×215	120 ml		174,500

## Round Bottom Apparatus ②

Cat. No.	Model	Size (mm)	용량	Bushing	EA Price ₩
P05-132-177	1880-40	∅52×102	75 ml	#25	228,600
P05-132-184	1880-41	∅63.5×117	150 ml		238,200
P05-132-191	1880-42	∅82.5×142	350 ml		263,500

## Round Bottom Flask Apparatus ③

Cat. No.	Model	Size (mm)	용량	Bushing	EA Price ₩
P05-132-222	1880-R01	∅48×85	28 ml	#25	212,800
P05-132-230	1880-R02	∅60×100	65 ml		224,500
P05-132-238	1880-R03	∅85×125	200 ml		250,800
P05-132-246	1880-R04	∅105×145	420 ml		275,100

## Optional Solid Seal Teflon Bushing

Cat. No.	Model	Size (mm)	Size	Viton 규격	EA Price ₩
P05-132-511	363-03	Back Seal ④	#15	#110	53,000
P05-132-517	363-05		#25	#212	74,800
P05-132-523	366-12	Front Seal ⑤	#15	#110	53,900
P05-132-529	366-13		#25	#212	82,500




## Optional Open Top Front Seal Teflon Bushing

Cat. No.	Model	Opening	Size	Viton 규격	EA Price ₩
P05-132-535	362-03	14mm ⑥	#15	#110	53,900
P05-132-541	362-05	26mm	#25	#212	72,400
P05-132-547	364-40	NPT 1/8" ⑦	#15	#110	92,500
P05-132-553	364-60		#25	#212	121,200

## O-ring for Glass Pressure Vessel

Cat. No.	Model	재질	Size	Viton 규격	PK Price ₩
P05-132-559	305-110	Viton / Front용	#15	#110	12ea 20,500
P05-132-565	305-212		#25	#212	6ea 22,900
P05-132-571	305-210	Viton / Back 용	#15	#210	6ea 25,300
P05-132-577	305-220		#25	#220	6ea 33,900
P05-132-583	309-110	Perfluoro / Front 용	#15	#110	1ea 69,500
P05-132-589	309-212		#25	#212	1ea 97,500
P05-132-595	309-210	Perfluoro / Back 용	#15	#210	1ea 93,900
P05-132-601	309-220		#25	#220	1ea 150,700

- Viton : -30 ~ 200°C 내열, Complete Chemical Resistance
- Perfluoro : Max 250°C 내열, Superior Chemical Resistance



Viton O-ring

Perfluoro O-ring