

## PP Barrel Pump PP 액체 이송 펌프

- 재질 : Polypropylene, PTFE Seal
- Immersion Tube :  $\varnothing 32$  mm
- 최대 용량 : approx. 12L/min
- 용량 60 ~ 1000 L의 Barrel과 Tank와 사용 가능
- 내화학성이 강한 PP 재질로 Acid, Alkali, Aggressive Detergent 사용에 적합
- Wenk Labtech

### with Discharge Tube ①

Cat. No.	Model	용량 (per stroke)	전체 길이	EA Price ₩
P06-100-041	9001356	200 ml	60 cm	343,000
P06-100-045	9001357	230 ml	74 cm	343,000
P06-100-049	9001359	300 ml	109 cm	373,500
P06-100-053	9001365		159 cm	463,900


### with Discharge Tube and Stopcock ②

Cat. No.	Model	용량 (per stroke)	전체 길이	EA Price ₩
P06-100-057	9001367	230 ml	74 cm	343,000

- Discharging Tube 재질 : PVC

### Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P06-100-061	9001336	PVC Barrel Plug, $\varnothing 40 \sim 70$ mm, ③	55,400



## PTFE Liquid Pump 테프론 액체 이송 펌프

Cat. No.	Model	용량	Tube Size	EA Price ₩
P06-100-101	9001260	270 ml / Stroke	$\varnothing 32 \times h600$ mm	1,170,200
P06-100-103	6801515	400 ml / Stroke	$\varnothing 32 \times h950$ mm	1,268,800

- 재질 : PTFE, PVDF, FEP (용액과 닿는 부분)
- 강 Solvent나 Ultra Pure Liquid용
- Outlet에 PTFE Stopcock을 장착 Vapour나 잔류용액의 Dripping을 방지
- Wenk Labtech



## Cordless Pump for Acid & Caustic Solution 무선식 내화학용 액체 이송 펌프, 배터리 타입

Cat. No.	Model	용량	Suction Pipe	EA Price ₩
P06-460-031	G870-01	6L / min	$\varnothing 25 \times L400$ mm	881,800
P06-460-035	G870-11		$\varnothing 25 \times L600$ mm	985,800

- 재질 : PP, PTFE, Hastelloy®
- 사용 온도 : 5 °C to 60 °C
- 사용 Battery : 1.5 V x 2ea (별도 구매해야 함)
- Very Low Weight : 500g (배터리 포함)
- BOLA



## Sampling Pump 내화학용 샘플링 펌프

Cat. No.	Model	사용 Bottle 규격	용량	EA Price ₩
P06-460-011	A124-16	GL45	60ml	441,200

- 재질 : PP, PTFE, -10°C to 90°C 내열
- O.D. 6mm, PTFE Tubing 2m 포함
- Tubing Connection 규격 : GL18
- Suction Lift of Water Max. 4.5M
- 내화학용 Sample은 단지 PTFE에만 노출되어짐
- BOLA

