

L/S® Multichannel Pump Heads

멀티 채널 펌프 헤드, Masterflex® L/S 튜브 용


- 카트리지가 없이 여러 채널의 저 맥동용 정량 펌프 헤드
- 2-, 4-, 또는 8 Channel 헤드를 사용하여 최대 24 Channel 까지 확장 가능
- 6 Roller Head : 저 맥동(Low-pulsation Flow)용으로 적합함
- 3 Roller Head : Higher Flow Rate용으로 적합함
- 2 개 이상의 펌프 헤드를 장착 할 수 있는 L/S® 드라이브와 호환됨 (1/10 hp 이상)
- 사용되는 Tow-stop Tubing은 최적의 Tension을 보장함
- 재질 : Stainless steel(SS) & Anodized Alumium with SS Rotor
- Mounting Hardware & Hex key tool 포함
- Masterflex®

for Precision Pump Tubing (LS13, LS14, LS16) ①

Cat. No.	Model	Channel	Roller	Max. Channel		EA Price ₩
				100 rpm drive	600 rpm drive	
P06-55-717	7535-04	4개	6개	24	12	2,005,100
P06-55-719	7535-08	8개		24	12	2,857,300

for High-Performance Precision Pump Tubing (LS15, LS24, LS35) ②

Cat. No.	Model	Channel	Roller	Max. Channel		EA Price ₩
				100 rpm drive	600 rpm drive	
P06-55-725	7536-02	2개	3개	12	16	2,005,100



L/S® Two-Stop Precision Tubing Sets ③

재질		Precision Pump Tubing			High-performance Precision Pump Tubing		
		LS13	LS14	LS16	LS15	LS24	LS35
Tygon®E-LFL	Cat. No.	P06-55-432	P06-55-434	P06-55-438	-	P06-55-440	P06-55-442
	Model	6447-13	6447-14	6447-16	-	6447-24	6447-35
	EA Price ₩	225,000	223,700	219,600		230,500	218,200
Silicone Platinum-cured	Cat. No.	P06-55-420	P06-55-422	P06-55-426	P06-55-424	P06-55-428	P06-55-430
	Model	6421-13	6421-14	6421-16	6421-15	6421-24	6421-35
	EA Price ₩	140,500	131,000	174,600	147,300	137,800	159,600
BioPharm Plus Silicone (Platinum-cured)	Cat. No.	P06-55-444	P06-55-446	P06-55-450	P06-55-448	P06-55-452	P06-55-454
	Model	96116-13	96116-14	96116-16	96116-15	96116-24	96116-35
	EA Price ₩	150,000	151,500	151,500	140,500	141,800	146,400
PharMed-BPT	Cat. No.	P06-55-456	P06-55-458	P06-55-462	P06-55-460	P06-55-464	P06-55-466
	Model	96114-13	96114-14	96114-16	96114-15	96114-24	96114-35
	EA Price ₩	207,300	210,000	174,600	189,600	208,600	246,900
Chem-Durance Bio®	Cat. No.	P06-55-468	P06-55-470	P06-55-474	P06-55-472	-	P06-55-478
	Model	96117-13	96117-14	96117-16	96117-15	-	96117-35
	EA Price ₩	237,300	241,300	241,300	197,800		238,600
Viton	Cat. No.	P06-55-480	-	P06-55-486	P06-55-484	P06-55-488	P06-55-490
	Model	96428-13	-	96428-16	96428-15	96428-15	96428-35
	EA Price ₩	230,500		278,200	265,900	403,600	366,800

- Flow Rate per Channel in ml/min with L/S Two-stop Precision Tubing Sets

Drive rpm	Precision Pump Tubing			High-performance Precision Pump Tubing		
	LS13	LS14	LS16	LS15	LS24	LS35
1 to 100	0.045 to 4.5	0.16 to 16	0.47 to 47	1.6 to 160	2.8 to 280	3.8 to 380
6 to 600	0.27 to 27	0.96 to 96	2.8 to 280	10 to 1000	17 to 1700	23 to 2300