

Copmact Chemical Resistance Vacuum Pump 소형 내화학용 다이어프램 진공 펌프

Cat. No.	Model	유량	최대 진공도	Type	EA Price ₩
P06-750-092	MPC090E	15L/min	100 mbar	내화학용	1,628,900

- 용도 : 소량의 Filtration, Drying, Degassing 용
- 내화학용으로 Acid 및 Solvent Vapor에 강한 내성을 가짐
- Water Jet Pump나 Aspirator 대체용 (진공조절 가능)
- 100% Oil-Free로 유체의 오염 없는 이송, 배기, 압축에 이상적
- PTFE Diaphragm
 - Head PTFE doped with carbon
- Connector : PVDF & PP
 - Vacuum Regulator 포함
- 작고, 가벼운 세련된 디자인으로 환경친화적임
 - Welch-Ilmvac

Cat. No.	P06-750-092
Model	MPC090E
Type	내화학용
Pumping Speed	15 L/min
Ultimate Pressure	100 mbar
사용 Tubing	ID 8 mm
Head Material	PTFE Doped with Carbon
Diaphragm Material	PTFE
Valve Material	PVDF & PP
Size	w144×d127×h244 mm
Voltage	90 ~ 260V, 50/60Hz



Oilless Dry Vacuum Pump 오일리스 드라이 진공 펌프

Cat. No.	Model	유량	최대 진공	EA Price ₩
P06-07-015	2546C-10	45 L/min	80 mbar	630,000

- 오일 Free 타입의 Dry Piston Pump
- Vacuum & Pressure 조절 가능 및 Gauge 장착
- 역류 방지용 Trap이 기본 장착되어 있음
- 저소음이며 장기간 사용이 가능하며 부식 방지 처리가 되어 있음
- Buffer Solution에는 사용이 가능하나 산성, 염기성 또는 유기성 증기나 가스에
적합하지 않음
- 용도 : 진공 여과 장치, 진공 건조 장치, 가스 추출 및 이송 장치
- 최대진공 : 60 Torr
- Welch-Ilmvac

Cat. No.	P06-07-015
Model	2546C-10
Pumping Speed	45 L/min
Ultimate Pressure	80 mbar
Hose Port 규격	ID 5mm (1/4 NPT)
Power	230V, 60Hz
Size	w250×d190×h220 mm
Weight	6.3 kg



Oil Free Vacuum Pump 오일 프리 진공 펌프

Cat. No.	Model	유량	최대 진공	EA Price ₩
P06-11-117	LAB300	20 L/min	650 mmHg	331,700

- 저소음, 저진동 방식의 실험실용 펌프
- 오일이 필요 없는 Piston Type의 진공 펌프
- 안정성과 기계적 내성이 우수함
- Lab Touch

Cat. No.	P06-11-117
Model	LAB300
Pumping Speed	20 L/min
Ultimate Pressure	650 mmHg
Hose Port 규격	1/8 PS
Power	220V
Size	w140×d280×h170 mm
Weight	3.6 kg

