

Chemical Resistant Vacuum Pump 내화학용 다이어프램 진공 펌프

Cat. No.	Model	유량	최대 진공	EA Price ₩
P06-750-222	MPC101Z	18 L/min	8 mbar	1,903,700
P06-750-228	MPC105T	20 L/min	2 mbar	3,618,100
P06-750-234	MPC201T	36 L/min	2 mbar	3,790,400
P06-750-240	MPC301Z	41 L/min	8 mbar	2,512,800
P06-750-243	MPC302Z	52 L/min	5 mbar	3,452,000
P06-750-246	MPC601T	81 L/min	2 mbar	4,962,500
P06-750-252	MPC901Z	125 L/min	8 mbar	4,854,400
P06-750-258	MPC1201E	151 L/min	75 mbar	4,782,300
P06-750-270	MPC1801Z	222 L/min	8 mbar	10,078,000

- 용도 : Filtration, Rotary Evaporator, Vacuum Oven용
- Pump & Diaphragm 재질 : PTFE 테프론
- Water Jet Pump나 Aspirator 대체용
- 100% Oil-Free로 유체의 오염 없는 이송, 배기, 압축에 이상적
- Chemical Resistant Diaphragm Pumps (for Solvent and Acid Vapor)
- Oil Free, Low Noise Level
- 공기, 중성가스 또는 부식성가스, 증기 등을 흡입, 이송, 압축
- 작고, 가벼운 세련된 디자인으로 환경친화적임
- Welch-Illvac


Cat. No.	P06-750-222	P06-750-228	P06-750-234
Model	MPC101Z	MPC105T	MPC201T
Pumping Speed	18 L/min	20 L/min	36 L/min
Ultimate Pressure	8 mbar	2 mbar	2 mbar
Stage	2	3	3
사용 Tubing	ID 8 mm		
Hose Connector	DN 8		
Motor Power	60 W	68 W	90 W
Weight	6.5 kg	7.5 kg	10.3 kg
Size (w×d×h, mm)	235×195×147	145×235×327	260×200×150
Voltage	115/230V, 50/60Hz	90 ~ 260V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz

Cat. No.	P06-750-240	P06-750-243	P06-750-246
Model	MPC301Z	MPC302Z	MPC601T
Pumping Speed	41 L/min	52 L/min	81 L/min
Ultimate Pressure	8 mbar	5 mbar	2 mbar
Stage	2		3
사용 Tubing	ID 8 mm		
Hose Connector	DN 8		
Motor Power	180 W	370 W	
Weight	11.2 kg		18.3 kg
Size (w×d×h, mm)	230×260×171	233×260×171	380×230×169
Voltage	230V, 50/60Hz		230V, 50/60Hz

Cat. No.	P06-750-252	P06-750-258	P06-750-270
Model	MPC901Z	MPC1201E	MPC1801Z
Pumping Speed	125 L/min	151 L/min	222 L/min
Ultimate Pressure	8 mbar	75 mbar	8 mbar
Stage	2	1	2
사용 Tubing	ID 8 mm		Hose Connection
Hose Connector	DN 8		DN16 KF
Motor Power	370 W		
Weight	18.3 kg		32.8kg
Size (w×d×h, mm)	380×230×170		540×300×240
Voltage	230V, 50/60Hz		

Vacuum Regulator with Dial Gauge

Cat. No.	Model	적용 펌프	EA Price ₩
P06-750-949	700458	MPC101Z, MPC201T, MPC301Z	689,200
P06-750-951	700459	MPC105T	689,200




MPC101Z



MPC105T



MPC301Z, MPC302Z



MPC601T



700458



700459