

## Vacuum Pump 소형 진공 펌프, Edwards

Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-121-081	ED-E2M0.7	16 L/min	90 W	2,373,500
P06-121-091	ED-E2M1.5	33 L/min	160 W	2,289,200

- 고진공을 안정하게 얻을 수 있는 소형 진공 펌프
- 역류 방지 장치 (Check Valve)가 부착되어 있음
- Gas Ballast Valve를 가지고 있음
- Stage Rotary Vane Pump
- Power Cable 포함
- 공통 약세사리는“Edwards Accessory”란참조
- Edwards



Cat. No.	P06-121-081	P06-121-091
Model	ED-E2M0.7	ED-E2M1.5
Pumping Speed	16 L/min	33 L/min
Ultimate Pressure - without Gas Ballast - with Gas Ballast	2.3 × 10 <sup>-3</sup> Torr 1.5 × 10 <sup>-1</sup> Torr	2.3 × 10 <sup>-3</sup> Torr 1.9 × 10 <sup>-2</sup> Torr
Motor Power	90 W	160 W
Motor Speed	1700 rpm	3400 rpm
Oil Capacity	280 ml	
Inlet	NW10, Nozzle 11 mm (기본 포함)	
Outlet	3/8" BSP Tapped Hole	
Weight	10 kg	
Operation Temp. Range	12 ~ 40 °C	
Size	w142 × d323 × h166 mm	
Voltage	220V, 60Hz	

## Accessory for Edwards Vacuum Pump 에드워드 진공 펌프용 약세사리

### Oil Mist Trap

Cat. No.	Model	용량	In / Out	Size	EA Price ₩
P06-198-511	ED-EMF3	50L 이하	NW10	82 × 128 mm	216,900
P06-198-512	ED-EMF10	200L 이하	NW25	97 × 171 mm	289,200
P06-198-524	ED-EMF20	342L 이하		119 × 191 mm	421,700
P06-198-526	ED-MF30	350L 이하		150 × 308 mm	2,108,400

- 고진공 사용시 발생되는 Oil Mist를 포집 하여 공기 오염 방지
- 증발된 O일을 펌프내로 회수하여 O일의 소비량을 줄임
- Edwards



### Hose Nipple & Clamp / Centering O-ring

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
P06-197-724	WN12	NW25	od12 mm	22,700
P06-197-730	WN16		od16 mm	22,700
P06-197-736	WN26		od26 mm	22,700
P06-197-750	FN30		Female G1"	48,200
P06-197-760	WCO25	NW25	Clamp & O-ring	16,900

- NW25 Clamp & O-ring - with 3/8" BSP Adapter, with 3/4" BSP Adapter
- LK Labkorea


### Drain Plug & Power Cable

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P06-121-239	ED-A50503000	Drain Plug	150,000
P06-121-249	ED-A50506000	Power Cable, 240 L 이하	32,900
P06-121-251	ED-A50506003	Power Cable, 340 L 이상	57,900

- LK Labkorea




Hose Nipple



FN30



Clamp



Center O-ring

- Vacuum Pump Oil은 733 ~ 734 Page 참조

