

PFPE Non-Corrosive Vacuum Pump PFPE 내부식성 진공 펌프, Edwards

Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-121-303	ED-PFPERV3	65 L/min	550W	3,819,300
P06-121-309	ED-PFPERV5	103 L/min		3,903,600
P06-121-315	ED-PFPERV8	167 L/min		4,060,000
P06-121-321	ED-PFPERV12	238 L/min		4,360,000

- Corrosive or Harsh Process에 적합
- 산소를 사용하거나 산소가 있는 작업시 사용
- PFPE 불소 윤활제인 Formbulin® 이나 Krytox® 오일과 같이 사용해야 함 (별매)
- 1 (GB1) or 2 (GB2) Stage Rotary Vane Pump
- Hose Nipple (od12 mm)와 Clamp 및 Power Cable 포함
- 공통 약제사리는 "Edwards Accessory"란 참조
- Edwards



Cat. No.	P06-121-303	P06-121-309	P06-121-315	P06-121-321
Model	ED-PFPERV3	ED-PFPERV5	ED-PFPERV8	ED-PFPERV12
Pumping Speed	65 L/min	103 L/min	167 L/min	238 L/min
Ultimate Pressure	1.5×0.001 Torr	1.5×0.001 Torr	1.5×0.001 Torr	1.5×0.001 Torr
Ultimate Pressure GB1	2.3×0.01 Torr	2.3×0.01 Torr	2.3×0.01 Torr	2.3×0.01 Torr
Ultimate Pressure GB2	9.1×0.01 Torr	7.5×0.01 Torr	4.6×0.01 Torr	4.6×0.01 Torr
Motor Power	550 W			
Motor Speed	1800 rpm			
Oil Capacity	700 ml		750 ml	1 L
Inlet	NW25, Nozzle 12 mm (기본 포함)			
Outlet	NW25			
무게	25 kg		28 kg	29 kg
Operation Temp. Range	12 ~ 40°C			
Size	w158×d430×h221 mm		w158×d470×h221 mm	w158×d490×h221 mm
Voltage	220V, 60Hz			

PFPE Non-Corrosive Vacuum Pump PFPE 내부식성 진공 펌프, Edwards

Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-121-355	ED-E2M18PFPE	340 L/min	750 W	5,530,100
P06-121-361	ED-E2M28PFPE	550 L/min		5,927,700

- Corrosive or Harsh Process에 적합
- 산소를 사용하거나 산소가 있는 작업시 사용
- PFPE 불소 윤활제인 Formbulin이나 Krytox 오일과 같이 사용해야 함 (별매)
- Hose Nipple (od12 mm)와 Clamp 및 Power Cable 포함
- 공통 약제사리는 "Edwards Accessory"란 참조
- Edwards



Cat. No.	P06-121-355	P06-121-361
Model	ED-E2M18PFPE	ED-E2M28PFPE
Pumping Speed	340 L/min	550 L/min
Ultimate Pressure - without Gas Ballast - with Gas Ballast	7.4×0.0001 Torr 1.1×0.01 Torr	7.5×0.0001 Torr 1.1×0.01 Torr
Motor Power	750 W	
Motor Speed	1720 rpm	
Oil Capacity	1.05 L	1.5 L
Inlet	NW25, Nozzle 15mm (기본 포함)	
Outlet	3/8" BSP Tapped Hole	
Weight	39 kg	40 kg
Operation Temp. Range	12 ~ 40 °C	
Size (w×d×h)	171×550×251 mm	160×584×241 mm
Voltage	220V, 60Hz	

- PFPE Oil은 734 Page 참조

