

## Vacuum Pump 기본형 진공 펌프, Ulvac

Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-62-012	G-10DA	12 L/min	60 W	1,542,200
P06-62-024	G-50DA	60 L/min	200 W	1,385,500

- 고진공을 안정하게 얻을 수 있는 표준형 진공 펌프
- 벨트식 펌프보다 소형이면서 큰 배기속도를 냄
- 역류 방지 장치 (Check Valve) 가 부착되어 있지 않음 (Option)
- Thermal Protector 내장
- G-100DA 모델은 Gas Ballast Valve 를 가지고 있음
- Suction Pipe : od18 mm 기본장치, 단 G-5DA 는 od12 mm 임
- G-100DA 모델은 On/Off Switch 가 장착되어 있지 않음 (Plug 로 On/Off 해야함)
- 공통 약세사리는 "Ulvac Accessory"란 참조
- Ulvac

Cat. No.	P06-62-012	P06-62-024
Model	G-10DA	G-50DA
Pumping Speed	12 L/min	60 L/min
Ultimate Pressure	1.3 Pa ( $1 \times 10^{-2}$ Torr)	$1.3 \times 10^{-1}$ Pa ( $1 \times 10^{-3}$ Torr)
Motor Power	60 W	200 W
Motor Speed	1565 rpm	1740 rpm
Oil Capacity	250 ml	260 ml
Inlet	od18 mm	
Outlet	G 3/4"	
Weight	5.5 kg	11 kg
Temp. Range	7 ~ 40°C	
Size	w130×d228×h165 mm	w156×d345×h200 mm



P06-62-024

## Vacuum Pump 고급형 진공펌프, Ulvac

Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-62-042	GLD-051	60 L/min	200 W	2,048,200
P06-62-050	GLD-137C	162 L/min	400 W	2,409,600
P06-62-058	GLD-202B	240 L/min	550 W	2,650,600
P06-62-060	GLD-280	336 L/min	750 W	3,734,900

- 저소음의 고급형 진공 펌프
- 강제 급유 및 역류 방지 장치 부착
- 과전류 보호 회로 및 강제 공냉식으로 안전에 대비하였음
- Thermal Protector 및 Gas Ballast Valve 기본내장
- 간이 필터가 Pump Inlet (Suction) 에 장착되어 있음
- Oil 의 상태 관찰이 용이하도록 대형 Oil 투시창이 장착되어 있음
- 공통 약세사리는 "Ulvac Accessory"란 참조
- Ulvac



Cat. No.	P06-62-042	P06-62-050	P06-62-058	P06-62-060
Model	GLD-051	GLD-137C	GLD-202B	GLD-280
Pumping Speed	60 L/min	162 L/min	240 L/min	336 L/min
Ultimate Pressure	$6.7 \times 10^{-2}$ Pa ( $5 \times 10^{-4}$ Torr)			$6.7 \times 10^{-1}$ Pa ( $5 \times 10^{-3}$ Torr)
Motor Power	200 W	400 W	550 W	750 W
Motor Speed	1730 rpm		1740 rpm	1730 rpm
Oil Capacity	430 ml	800 ml	1100 ml	1300 ml
Inlet/Nipple	od18 mm / Nipple	NW 25 / od18 mm		NW 25 / od27 mm
Outlet	G 3/4"	G 1"		
Weight	13.7 kg	24.8 kg	25.9 kg	32 kg
Temp. Range	7 ~ 40°C			
Size (w×d×h)	160×420×236 mm	170×499×241 mm	170×466×241 mm	180×544×268 mm