

## Chemical Vacuum Pump 내부식성 진공 펌프, Ulvac



Cat. No.	Model	Pumping Speed	Motor Power	EA Price ₩
P06-62-066	GCD-051X	60 L/min	200 W	3,192,800
P06-62-072	GCD-136X	162 L/min	400 W	4,457,800
P06-62-078	GCD-201X	240 L/min	750 W	4,698,800

- 펌프 내부를 내부식성 특수 표면 처리한 고급형 정밀 진공 펌프
- 반도체 및 의약품 업계에서 사용되어지는 특수한 용매나 가스등을 사용할때 적합함
- 공통 약제사리는 "Ulvac Accessory" 란 참조
- 기타 자세한 특성은 GLD Series 참조
- Ulvac

Cat. No.	P06-62-066	P06-62-072	P06-62-078
Model	GCD-051X	GCD-136X	GCD-201X
Pumping Speed	60 L/min	162 L/min	240 L/min
Ultimate Pressure	6.7 × 10 <sup>-2</sup> Pa (5 × 10 <sup>-4</sup> Torr)		
Motor Power	200 W	400 W	750 W
Motor Speed	1730 rpm	1730 rpm	1740 rpm
Oil Capacity	500 ~ 800 ml	1000 ml	1100 ml
Inlet / Nipple	NW 25 / od18 mm		
Outlet	NW 25		
Weight	14.1 kg	25.4 kg	26.6 kg
Temp. Range	7 ~ 40°C		
Size	w166 × d423 × h223 mm	w170 × d493 × h241 mm	w170 × d510 × h241 mm

## Accessory for Ulvac Vacuum Pump Ulvac 진공 펌프용 약제사리

- Ulvac

### Oil Mist Trap

Cat. No.	Model	Type	용량	연결 Port	EA Price ₩
P06-62-656	OMT050A	표준형 (G-, GLD 용)	60 L 이하	G 3/4"	253,000
P06-62-662	OMT100A		120 L 이하		397,600
P06-62-668	OMT200A		240 L 이하	G 1"	506,000
P06-62-674	OMC050	내산성 (GCD 용)	60 L 이하	NW25 × 2개	674,700
P06-62-680	OMC200		240 L 이하		879,500

- 고진공 사용시 발생하는 Oil Mist 를 포집 하여 공기 오염 방지
- 증발된 Oil 을 펌프로 회수하여 Oil 의 소비량을 줄임
- OMT Series 는 Plastic Housing, OMC Series 는 Stainless Steel Housing

### Inline Trap

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
P06-62-686	OMI100	120 L 이하	590,400
P06-62-692	OMI200	240 L 이하	747,000

- 펌프 운전 중 흡입되는 공기중의 수분제거
- 진공 펌프 운전 중 배출되는 증발된 Oil 을 포집하여 진공펌프로 회수

### Check Valve

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P06-62-560	GCV03	G-series용	132,500

### Outlet Adapter

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
P06-62-566	OAG19	G3/4" to NW25, 60L용	60,200
P06-62-572	OAG24	G1" to NW25, 100L 이상	60,200

### Hose Nipple & Clamp / Centering O-ring

Cat. No.	Model	Type	Description	EA Price ₩
P06-197-724	WN12	NW25	od12 mm	22,700
P06-197-730	WN16		od16 mm	22,700
P06-197-736	WN26		od26 mm	22,700
P06-197-750	FN30		Female G1"	48,200
P06-197-760	WCO25	NW25	Clamp & O-ring	16,900

- LK Labkorea



- Vacuum Pump Oil은 733 ~ 734 Page 참조