


Pipet Rack 홀 피펫 랙

Cat. No.	Model	거치 수	Size	EA Price ₩
R01-46-136	SWP038	12개	w210×h230 mm	11,900

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 210 mm 이상 길이를 가진 피펫 및 Rod의 거치용
- 홀 피펫을 올려 놓을 수 있도록 제작
- LabPlasti®



Plastic Pipet Jar with Cover 플라스틱 피펫 보관통

Cat. No.	Model	ID	전체 높이	EA Price ₩
R01-59-505	28800	Ø83 mm	430 mm	76,000

- 재질 : PP Body, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
HDPE Cover, -50 ~ 105°C 내열, Non-autoclavable
- 400 mm까지의 Pipet 저장 가능
- Base : Ø130 mm
- LK Labkorea



Pipet Jar 피펫 보관 및 멸균통

- 재질 : Stainless Steel
- 파손의 방지를 위해 폴리우레탄 Sheet 부착
- Pipet, Pasteur Pipet 보관이나 멸균용
- LK Labkorea

피펫용 ①

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
R01-11-220	PJC-70A	원형	Ø70×h400 mm	16,900
R01-11-226	PJS-70A	사각	w70×d70×h400 mm	23,800

파스츄어 피펫용 ②

Cat. No.	Model	Type	Size	EA Price ₩
R01-11-232	PJC-50B	원형	Ø70×h250 mm	18,400
R01-11-238	PJS-50B	사각	w50×d50×h250 mm	22,500
R01-11-244	PJS-70B		w50×d50×h170 mm	22,500



Plastic Pipet Box 플라스틱 피펫 박스

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
R01-503-001	17130301	Ø74×L350 mm	9,600

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- 여러 Size의 피펫을 보관할 수 있음
- 결합 방법 : Screw Type
- LabPlasti®

