


Centrifuge Tube Box 원심관 박스

Cat. No.	Model	사용 원심관	홀 수	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-911	T202090	15 ml	36	14,400	4ea 54,900
R01-46-915	T202100	50 ml	16	14,400	4ea 54,900

- 재질 : PP, Autoclavable
- Size : w145×d145×h130 mm
- Tarsons



PCR Tube Rack / PCR Tube Box PCR 튜브 랙 / PCR 튜브 박스

Cat. No.	Model	색상	PK Price ₩
R01-20-811	781362	Random	1ea 17,900
R01-46-811/PK		5가지색 각 1개씩	5ea 83,500

- 재질 : PP, -80 ~ 121°C 내열, Autoclavable
- 96홀 : 0.2ml Single Tube, 8-strip, 12-strip & 96 Well PCR Plate 용
- Lid 없이 쌓아 올릴 수 있으며, 냉동 보관용으로 사용할 수 있음
- 색상 : Red, Yellow, Green, Purple, Blue 5 종
- Brand GmBH



PCR Mini Cooler PCR 미니 쿨러

Cat. No.	Model	홀 수	홀 수	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-59-101	781260	96	Violet to Pink, at 7°C	99,900	2ea 186,700

- 재질 : PP Case, Insulating Gel (약 7°C 에서 색상 변환, Violet to Pink)
- 96홀 : 0.2ml Single Tube, 8-strip, 12-strip & 96 Well PCR Plate 용
- 샘플을 4°C 로 약 3시간 동안 유지 할 수 있음
- Brand GmBH



PCR Tube Rack, 0.2ml PCR 튜브 랙

Cat. No.	Model	홀 수	Size	EA Price ₩
R01-11-001	8010	96	w125×d90×h31 mm	4,500


- 재질 : PP, Autoclavable
- 내구성이 강하고, 냉동 보관용으로도 사용 가능 (-70°C)
- 96홀을 가진 0.2 ml PCR Tube 전용 랙
- 뚜껑이 있어 Sample이 안전하게 보관됨
- LK Labkorea



Floating Tube Rack 플라스틱 플로팅 랙, 1.5 ml Tube용

Cat. No.	Model	Type	홀 수	Size	EA Price ₩
R01-11-314	FR-08	원형	8	OD 66 mm	4,600
R01-76-241	FR-20		20	OD 96 mm	11,500
R01-11-326	FR-24	사각	16	w96×d96 mm	7,000

- 재질 : PP, Autoclavable
- 상단 부분에 손잡이가 있어 사용이 편리함
- LK Labkorea



Foam Culture Tube Racks 폼 컬처 튜브 랙

Cat. No.	Model	홀 수	사용 Tube 규격	PK Price ₩
R01-55-338	FTR-0551	6	15 ~ 50 ml (Blue)	10ea 50,900
R01-55-344	FTR-0515	16	0.5 ~ 1.5 ml (Blue)	10ea 50,900
R01-55-350	FTR-0255	25	0.25 ~ 0.5 ml (Blue)	10ea 50,900

- Foam 재질로 Water Bath 안에서 사용할 수 있음
- 여러 종류의 Tube를 꽂을 수 있음
- LK Labkorea

