

## Multistand Rack 멀티 스탠드 랙, Ø10 ~ 17mm

Cat. No.	Model	Size	Hole 수	EA Price ₩
R01-221-101	3712101	w105 x d105 x h42 mm	25 (5 x 5 배열)	42,900


- 재질 : Polyoxymethylen (POM), -10 to 110°C 내열
- White Color • 홀딩 가능 튜브 사이즈 : Ø10 ~ 17mm
- Dishwasher와 같이 사용 가능
- Rack Hole안의 Patented Holder가 여러 사이즈의 튜브를 안전하게 고정함
- Ratiolab



## Microtube Rack 80홀 마이크로 튜브랙

Cat. No.	Model	색상	Size	EA Price ₩
R01-07-585	8009-R	Random	w210 x d63 x h27 mm	3,300

- 재질 : PP, Autoclavable
- 내구성이 강하고 냉동 보관용으로도 사용 가능 (-70 °C)
- 80개의 1.5 ml 또는 2.0 ml 마이크로 튜브용
- Random Color : White, Blue, Green, Red, Purple
- LK Labkorea



## Reversible Microtube Rack 양면 마이크로 튜브랙

Cat. No.	Model	색상	Size	PK Price ₩	
R01-46-250	T251010-A	Random	w228 x d67 x h27 mm	1ea	5,400
R01-46-250/PK				5가지색 각 1개씩	5ea

- 재질 : PP, Autoclavable
- 60홀 : 1.5 ml & 2.0 ml용, 80홀 : 0.2 ml & 0.5 ml용
- 양쪽면을 사용할 수 있으며, 냉동 보관용으로 사용할 수 있음
- 색상 : Blue, Green, Pink, Yellow, Orange
- Tarsons



## Reversible Microtube Rack 커버형 양면 마이크로 튜브랙

Cat. No.	Model	색상	Description	PK Price ₩	
R01-46-252	T241010-A	Random	Rack with Cover	1ea	14,000
R01-46-252/PK				5색 각 1개씩	5ea
R01-46-254	T251020-A	Random	Rack Only	1ea	12,200
R01-46-254/PK				5색 각 1개씩	5ea
R01-46-256	T251020-N	Natural	Rack Only	1ea	9,600
R01-46-256/PK				투명	5ea
R01-46-257	T251030	투명	Cover Only	1ea	2,500

- 재질 : PP, Autoclavable
- Size : w221 x d131 x h46 mm
- 양면 96홀 : 한면 1.5 ml & 2.0 ml용, 반대면 0.2 ml & 0.5 ml용
- 양쪽면을 사용할 수 있으며, 냉동 보관용으로 사용할 수 있음
- 색상 : Blue, Green, Pink, Yellow, Orange
- Tarsons



## Microtube Rack 마이크로 튜브랙

Cat. No.	Model	홀수	EA Price ₩
R01-20-400	RWK058	20개 x Ø10 mm	11,600

- 재질 : PP, 0 ~ 135 °C내열, Autoclavable
- Size : w210 x d70 x h35 mm
- 20개의 1.5 ml Microcentrifuge Tube를 거치 할 수 있음
- LabPlasti®

