

## Polywire® Microtube Rack with Handle 마이크로 튜브 랙, 1.5 ml & 2.0 ml 용

- 재질 : Nylon, Autoclavable
- 다양한 온도범위와 강한 내화학성을 가짐
- One Piece Molded Rack으로 내구성이 뛰어남
- 1.5 ml & 2.0 ml 용으로 손잡이가 있어 이동이 편리하고 쌓아 올릴 수 있음
- Tarsons

### 24홀 마이크로 튜브 랙


Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-271	T241013-B	24	Blue	8,400	8ea 64,100
R01-46-273	T241013-R		Red	8,400	8ea 64,100
R01-46-275	T241013-Y		Yellow	8,400	8ea 64,100
R01-46-277	T241013-W		White	8,400	8ea 64,100

- Size : w143×d90×h52 mm

### 96홀 마이크로 튜브 랙

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-281	T241014-B	96	Blue	13,800	4ea 52,700
R01-46-283	T241014-R		Red	13,800	4ea 52,700
R01-46-285	T241014-Y		Yellow	13,800	4ea 52,700
R01-46-287	T241014-W		White	13,800	4ea 52,700

- Size : w201×d131×h54 mm



## Microcentrifuge Tube Rack 마이크로 튜브 랙

- 재질 : PP, -10 ~ 135 °C 내열, Autoclavable
- 쌓아 올릴 수 있으며, 알파벳식 위치 표시
- Size : w265×d126×h38 mm
- Brand GmBH

### 1.5 ml / 2 ml Microcentrifuge Tube 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-20-003	4341051	128홀 (8×16홀)	Blue	24,900	5ea 116,400
R01-20-009	4341052		Red	24,900	5ea 116,400
R01-20-015	4341050		White	24,900	5ea 116,400

- 2단 조립식

### 1 ml / 1.8 ml Cryogenic Tube 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-20-033	4341001	84홀 (6×14홀)	Blue	24,900	5ea 116,400
R01-20-039	4341002		Red	24,900	5ea 116,400
R01-20-045	4341000		White	24,900	5ea 116,400

- 3단 조립식



## Polygrid® Microtube Rack PP 마이크로 튜브 랙

- 재질 : RPP(Re-Enforced PP), 0 ~ 135 °C 내열, Autoclavable
- 1.0 / 1.8 ml Cryo Vial 및 1.5 / 2.0 ml Micro Tube용
- 쌓아 올릴 수 있으며 냉동 보관용으로 사용할 수 있음
- 색상 : White, Blue, Red
- Size : w270×d130×h30 mm
- Tarsons

### 1.5 ml / 2 ml Microcentrifuge Tube 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-010	T205110-W	128홀	White	13,700	8ea 104,700
R01-46-013	T205110-B		Blue	13,700	8ea 104,700
R01-46-016	T205110-R		Red	13,700	8ea 104,700

### 1 ml / 1.8 ml Cryogenic Tube 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	EA Price ₩
R01-46-019	T205120-W	84홀	White	13,700	8ea 104,700
R01-46-022	T205120-B		Blue	13,700	8ea 104,700
R01-46-025	T205120-R		Red	13,700	8ea 104,700

