


Universal Combi 4-Way Tube Rack 다용도 4면 튜브 랙

Cat. No.	Model	색상	Description	PK Price ₩	
R01-46-531	T202080-A	Random	Combi 4-way	1ea	14,400
R01-46-531/PK		5색 각 1개씩		5ea	68,800


- 재질 : PP, Autoclavable
- Size : w200×d100×h96 mm
- 4면에 각각 다른 큐브를 홀딩 할 수 있음
- 사용튜브 : Ø30 mm / 50 ml×8개, Ø20 mm×20개
Ø17 mm / 15 ml×24개, Ø12 mm×40개
- 색상 : Blue, Green, Pink, Yellow, Orange
- Tarsons



PTFE Test Tube Rack PTFE 테프론 테스트 튜브 랙

Cat. No.	Model	출수	Hole Size	높이	EA Price ₩
R01-59-800	029.008	27ea	Ø8 mm	45 mm	121,100
R01-59-801	029.013	21ea	Ø13 mm	60 mm	121,100
R01-59-805	029.019	10ea	Ø19 mm	70 mm	121,100
R01-59-809	029.030	4ea	Ø30 mm	80 mm	121,100

- 재질 : PTFE, -200 ~ 280°C 내열
- 최상의 내화학성을 지닌 반투명 테프론 재질
- Size : w180×d60 mm
- Cowie



Stainless Steel Wire Test Tube Rack 스텐션 시험관대

- LK Labkorea

Ø12 mm 까지의 Tube용 (4부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-550	TRS-1340	40	w175×d65×h95	12,300
R01-11-554	TRS-1350	50	w190×d90×h95	13,400
R01-11-558	TRS-1399	100	w165×d165×h65	26,700

Ø15 mm 까지의 Tube용 (5부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-562	TRS-1740	40	w195×d75×h95	13,400
R01-11-566	TRS-1750	50	w205×d95×h90	14,000
R01-11-570	TRS-1799	100	w195×d195×h83	27,900

Ø18 mm 까지의 Tube용 (6부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-574	TRS-2040	40	w225×d90×h100	14,000
R01-11-578	TRS-2050	50	w225×d110×h100	14,900
R01-11-582	TRS-2099	100	w185×d185×h65	29,800

- 15 ml 원심관용

Ø21 mm 까지의 Tube용 (7부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-586	TRS-2340	40	w270×d115×h100	14,900
R01-11-590	TRS-2350	50	w270×d130×h100	16,500
R01-11-592	TRS-2360	100	w220×d220×h90	32,900



Ø24 mm 까지의 Tube용 (8부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-594	TRS-2640	40	w295×d115×h100	16,500
R01-11-598	TRS-2650	50	w295×d145×h100	17,500
R01-11-600	TRS-2660	100	w305×d300×h90	35,000

Ø30 mm 까지의 Tube용 (10부)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-602	TRS-2940	40	w350×d140×h100	18,200
R01-11-606	TRS-2950	50	w350×d175×h100	18,800

- 30 ml 원심관용

Ø32 mm 까지의 Tube용 (원심관용)

Cat. No.	Model	출수	Size (mm)	EA Price ₩
R01-11-610	TRS-3240	40	w346×d150×h98	25,600
R01-11-614	TRS-3240	50	w350×d180×h100	27,100