

Cryo Storage Box, PP PP 냉동 보관 박스

- 재질 : PP, -90 ~ 121 °C 내열, Autoclavable
- 1.0 / 1.8 ml Cryo Vial 및 1.5 / 2.0 ml Micro Tube용
- Assorted Pack or Random Color : Blue, Yellow, Orange, Green, Purple
- 커버 상부에 알파벳과 숫자가 표시되어 있음 • Tarsons

50홀 PP 냉동 보관 박스

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-231	T202060-N	50	Natural	3,800	20ea 73,300
C25-46-232	T202060-A		Random	3,900	20ea 73,300

- Size : w140×d73×h59 mm • Array : 5×10

81홀 PP 냉동 보관 박스

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-241	T212060-N	81	Natural	5,800	20ea 109,900
C25-46-242	T212060-A		Random	5,800	20ea 109,900

- Size : w129×d129×h57 mm • Array : 9×9

100홀 PP 냉동 보관 박스

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-251	T202070-N	100	Natural	6,300	20ea 119,000
C25-46-252	T202070-A		Random	6,300	20ea 119,000

- Size : w141×d141×h58 mm • Array : 10×10



PC Cryo Storage Box PC 냉동 저장 박스

- 재질 : PC, -196 ~ 121 °C 내열, Autoclavable
- 커버 상부에 눈금 및 숫자가 표시되어 있음
- Assorted Pack or Random Color : Red, Yellow, Green, Blue • Tarsons

25홀 PC 냉동 보관 박스, 1.0 ~ 2.0 ml Cryo Vial 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-311	T524000-W	25	White	3,900	48ea 175,800
C25-46-312	T524000-A		Random	3,900	48ea 175,800

- Size : w76×d76×h51 mm • Array : 5×5

81홀 PC 냉동 보관 박스, 1.0 ~ 2.0 ml Cryo Vial 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-321	T524010-W	81	White	8,800	24ea 200,500
C25-46-322	T524010-A		Random	8,800	24ea 200,500

- Size : w133×d133×h52 mm • Array : 9×9

81홀 PC 냉동 보관 박스, 3.0 ml Cryo Vial 용


Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-331	T524011-W	81	White	11,900	24ea 271,900
C25-46-332	T524011-A		Random	11,900	24ea 271,900

- Size : w133×d133×h82 mm • Array : 9×9

81홀 PC 냉동 보관 박스, 3.0 ~ 5.0 ml Cryo Vial 용

Cat. No.	Model	홀 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-46-341	T524030-W	81	White	12,400	24ea 282,900
C25-46-342	T524030-A		Random	12,400	24ea 282,900

- Size : w133×d133×h95 mm • Array : 9×9



Cryo Storage Box 냉동 보관 박스, 뚜껑 분리형

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-11-006	2510-1101	1.8 ml, 81 홀	2,700	50ea 127,500
C25-11-012	2510-1102	1.8 ml, 100 홀	3,100	50ea 144,200

- 재질 : PP • 사용 온도 : -96 ~ 121 °C
- Size : 81 홀 (9×9), w127×d127×h52 mm
100 홀 (10×10), w141×d141×h53 mm
- LK Labkorea

