

Card Board Freezer Box 냉동 보관 종이 박스

Cat. No.	Model	출 수	Description	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-74-100	FB-C81	81	1.5 or 2 ml용	1,500	96ea 136,800

- Temp. Range : -196 ~ 121°C
- Size : w130×d130×h51 mm
- Deep Freezer용 냉동 바이알 보관용
- LK Labkorea



Carboard Freezing Box 냉동 보관 종이 박스

Cat. No.	Model	출 수	Tube	EA Price ₩	PK Price ₩
C25-660-002	FB-C36	36	15 ml	2,700	48ea 125,400
C25-660-005	FB-C16	16	50 ml	2,200	48ea 103,700

- 냉동 바이알 및 Centrifuge Tube를 장기간 보관할 수 있음
- 방수 코팅이 되어 있어 물에 젖지 않음
- Size : w150×d150×h122 mm
- LK Labkorea



PC Storage Box PC 냉동 저장 박스

Cat. No.	Model	색상	Size (mm)	PK Price ₩
C25-46-382	T527080-RA	Random	w133×d133×h52	1ea 7,400
C25-46-389	T527080-A	Assorted Pack, 4 Color	각 1개씩	4ea 28,100

- 재질 : PC, -196 ~ 121°C 내열, Autoclavable
- Size : w133×d133×h52 mm
- Assorted Pack & Random Color : Blue, Green, Red, Yellow
- Tarsons



Rack for Cryo Box 냉동 보관 박스용 랙

Cat. No.	Model	단 수	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-691	T524031	4단	42,500	6ea 243,100
R01-46-693	T524034	8단	80,000	6ea 457,300


- 재질 : PP, Autoclavable
- Size : w140×d140×h300 mm (T524031)
w140×d140×h600 mm (T524034)
- 모든 표준형 Cryo Box와 같이 사용 할 수 있음
- Tarsons



Cryovial Rack 냉동바이알 랙

Cat. No.	Model	출 수	색상	EA Price ₩	PK Price ₩
R01-46-681	T241051-B	50	Blue	13,900	4ea 51,700
R01-46-683	T241051-G		Green	13,900	4ea 51,700
R01-46-685	T241051-R		Red	13,900	4ea 51,700
R01-46-687	T241051-W		White	13,900	4ea 51,700

- 재질 : PC, Autoclavable
- Size : w195×d101×h24 mm
- 냉동 바이알이 바이알 랙에 고정되어져 한 손으로 바이알의 오픈 및 잠금이 가능함
- Two Star 모양의 홈이 있어 동일한 모양의 냉동 바이알 사용시 고정되어짐
- Tarsons



- Snap Vial Rack은 1259 Page 참조
- Vial Rack은 1259 ~ 1260 Page 참조
- Scintillation Vial Rack은 1259 Page 참조
- Vial Storage Box는 1260 Page 참조

