

## Jacketed Reaction Vessel with Needle Valve 자켓식 밸브형 반응조, LukeGL®

- Borosilicate Glass 3.3
- O-ring 및 Clamp는 별도 구매해야 함 (Accessory란 참조)
- Cover의 Neck Size는 선택 가능함
- Connection : GL14 (100 ml ~ 1 L), GL18 (2 ~ 20 L)
- LukeGL®

### 일반형 이중 자켓식 반응조, 콕크부 ①

Cat. No.	Model	용량	외경 (mm)		높이 (mm)		Flange (mm)	EA Price ₩
			겉관	속관	겉관	속관		
R04-09-498	JRG5005	500 ml	120	90	175	125	120	395,900
R04-09-504	JRG5010	1 L	140	110	205	155	145	430,200
R04-09-510	JRG5020	2 L	160	130	265	210	170	556,600
R04-09-516	JRG5030	3 L	180	150	290	230	190	800,400
R04-09-522	JRG5050	5 L	200	170	365	300	210	1,049,900
R04-09-528	JRG5070	7 L	200	170	495	430	210	1,328,800
R04-09-534	JRG5100	10 L	250	210	430	360	250	1,962,200
R04-09-540	JRG5200	20 L	300	250	630	520	290	4,638,600

### 오링형 이중 자켓식 반응조, 콕크부 ②

Cat. No.	Model	용량	외경 (mm)		높이 (mm)		Flange (mm)	EA Price ₩
			겉관	속관	겉관	속관		
R04-09-558	JRO5005	500 ml	120	90	175	125	120	445,800
R04-09-564	JRO5010	1 L	140	110	205	155	140	473,400
R04-09-570	JRO5020	2 L	160	130	265	210	160	568,000
R04-09-576	JRO5030	3 L	180	150	290	230	180	843,400
R04-09-582	JRO5050	5 L	200	170	365	300	200	1,084,300
R04-09-588	JRO5070	7 L	200	170	495	430	200	1,234,100
R04-09-594	JRO5100	10 L	250	210	430	360	250	2,056,700
R04-09-600	JRO5200	20 L	300	250	630	520	290	4,516,900

### 일반형 이중 자켓식 베플 반응조, 콕크부

Cat. No.	Model	용량	외경 (mm)		높이 (mm)		Flange (mm)	EA Price ₩
			겉관	속관	겉관	속관		
R04-09-618	JRG6005	500 ml	120	90	175	125	120	430,200
R04-09-624	JRG6010	1 L	140	110	205	155	145	468,200
R04-09-630	JRG6020	2 L	160	130	265	210	170	569,800
R04-09-636	JRG6030	3 L	180	150	290	230	190	843,400
R04-09-642	JRG6050	5 L	200	170	365	300	210	1,101,600
R04-09-648	JRG6070	7 L	200	170	495	430	210	1,258,200
R04-09-654	JRG6100	10 L	250	210	430	360	250	2,056,700
R04-09-660	JRG6200	20 L	300	250	630	500	290	4,753,900

### 오링형 이중 자켓식 베플 반응조, 콕크부 ③

Cat. No.	Model	용량	외경 (mm)		높이 (mm)		Flange (mm)	EA Price ₩
			겉관	속관	겉관	속관		
R04-09-678	JRO6005	500 ml	120	90	175	125	120	481,900
R04-09-684	JRO6010	1 L	140	110	205	155	140	507,700
R04-09-690	JRO6020	2 L	160	130	265	210	160	611,000
R04-09-696	JRO6030	3 L	180	150	290	230	180	895,100
R04-09-702	JRO6050	5 L	200	170	365	300	200	1,153,100
R04-09-708	JRO6070	7 L	200	170	495	430	200	1,368,300
R04-09-714	JRO6100	10 L	250	210	430	360	250	2,148,100
R04-09-720	JRO6200	20 L	300	250	630	500	290	5,679,900

