

Cover for Reaction Vessel 오링형 반응조 뚜껑, LukeGL®

- Borosilicate Glass 3.3
- 오링형 Flange를 가지고 있는 반응기 하부용 Cover
- Grease나 Gasket(Silicon or 테프론 재질)과 같이 사용
- 기본 Joint Size는 24/40임
- 기본 규격외의 Neck 종류, 모양, 규격은 요청에 의해 공급 가능
- LukeGL®



Flange		1-neck	2-neck	3-neck	4-neck	5-neck	6-neck
90 mm	Cat. No.	R04-09-H604	R04-09-H608	R04-09-H612	-	-	-
	Model	GRCO01085	GRCO02085	GRCO03085	-	-	-
	EA Price ₩	74,700	79,500	94,000			
110 mm	Cat. No.	R04-09-H628	R04-09-H632	R04-09-H636	R04-09-H640	-	-
	Model	GRCO01100	GRCO02100	GRCO03100	GRCO04100	-	-
	EA Price ₩	80,700	89,200	96,400	102,400		
115 mm	Cat. No.	R04-09-H652	R04-09-H656	R04-09-H660	R04-09-H664	-	-
	Model	GRCO01115	GRCO02115	GRCO03115	GRCO04115	-	-
	EA Price ₩	72,600	79,300	86,700	97,600		
120 mm	Cat. No.	R04-09-H676	R04-09-H680	R04-09-H684	R04-09-H688	R04-09-H692	-
	Model	GRCO01120	GRCO02120	GRCO03120	GRCO04120	GRCO05120	-
	EA Price ₩	79,500	85,500	94,000	101,200	106,000	
130 mm	Cat. No.	R04-09-H700	R04-09-H704	R04-09-H708	R04-09-H712	R04-09-H716	R04-09-H720
	Model	GRCO01130	GRCO02130	GRCO03130	GRCO04130	GRCO05130	GRCO06130
	EA Price ₩	83,100	92,800	101,200	109,600	118,100	127,700
140 mm	Cat. No.	R04-09-H724	R04-09-H728	R04-09-H732	R04-09-H736	R04-09-H740	R04-09-H744
	Model	GRCO01140	GRCO02140	GRCO03140	GRCO04140	GRCO05140	GRCO06140
	EA Price ₩	85,500	96,400	104,800	113,300	121,700	130,100
150 mm	Cat. No.	R04-09-H748	R04-09-H752	R04-09-H756	R04-09-H760	R04-09-H764	R04-09-H768
	Model	GRCO01150	GRCO02150	GRCO03150	GRCO04150	GRCO05150	GRCO06150
	EA Price ₩	92,800	101,200	109,600	118,100	127,700	136,100
160 mm	Cat. No.	R04-09-H772	R04-09-H776	R04-09-H780	R04-09-H784	R04-09-H788	R04-09-H792
	Model	GRCO01160	GRCO02160	GRCO03160	GRCO04160	GRCO05160	GRCO06160
	EA Price ₩	97,900	106,300	114,700	124,100	138,300	147,000
180 mm	Cat. No.	R04-09-H796	R04-09-H800	R04-09-H804	R04-09-H808	R04-09-H812	R04-09-H816
	Model	GRCO01180	GRCO02180	GRCO03180	GRCO04180	GRCO05180	GRCO06180
	EA Price ₩	119,300	148,200	160,200	169,900	180,700	190,400
200 mm	Cat. No.	R04-09-H820	R04-09-H824	R04-09-H828	R04-09-H832	R04-09-H836	R04-09-H840
	Model	GRCO01200	GRCO02200	GRCO03200	GRCO04200	GRCO05200	GRCO06200
	EA Price ₩	168,700	178,300	189,200	201,200	210,800	220,500
210 mm	Cat. No.	R04-09-H844	R04-09-H848	R04-09-H852	R04-09-H856	R04-09-H860	R04-09-H864
	Model	GRCO01210	GRCO02210	GRCO03210	GRCO04210	GRCO05210	GRCO06210
	EA Price ₩	180,700	190,400	202,400	212,000	222,900	234,900
230 mm	Cat. No.	R04-09-H868	R04-09-H872	R04-09-H876	R04-09-H880	R04-09-H884	R04-09-H888
	Model	GRCO01230	GRCO02230	GRCO03230	GRCO04230	GRCO05230	GRCO06230
	EA Price ₩	277,100	286,700	296,400	308,400	319,300	328,900
240 mm	Cat. No.	R04-09-H892	R04-09-H896	R04-09-H900	R04-09-H904	R04-09-H908	R04-09-H912
	Model	GRCO01240	GRCO02240	GRCO03240	GRCO04240	GRCO05240	GRCO06240
	EA Price ₩	345,800	355,400	366,300	378,300	388,000	578,300
290 mm	Cat. No.	R04-09-H916	R04-09-H920	R04-09-H924	R04-09-H928	R04-09-H932	R04-09-H936
	Model	GRCO01280	GRCO02280	GRCO03280	GRCO04280	GRCO05280	GRCO06280
	EA Price ₩	684,300	696,400	707,200	716,900	728,900	738,600

조인트 규격

Joint Size							
10/30	14/20	24/40	19/38	29/32	29/42	34/45	45/50

Screw Connector Size

GL14	Connection : Ø6 ~ 8 mm Tubing용
GL18	Connection : Ø8 ~ 10 mm Tubing용

- 표준형과 고온용이 있음 (286 Page 참조)

