

Hand-Held Refractometer, Professional 핸디 타입 굴절계

- 액체에 녹아 있는 고형성분의 함량(농도) 및 용액의 굴절률 측정용
- 실용적이며 고급스러운 디자인의 휴대용 기기임
- Simple Zero Adjust with Lock
- Comfortable Eyepiece with Smooth Adjustment
- Shaded Field of View for Comfort and Distinction
- High Precision, Clear Sclae, Easy-clean Prism
- All refractometers are adjusted to read at 20 / 589.3 nm
- 사용설명서 및 Soft Carrying Case와 같이 공급됨
- Bellingham+Stanley / Eclipse®

Sugar Scale / 휴대용 당도계

Cat. No.	Model	°Brix (Sugar %)	눈금	EA Price ₩
R09-105-257	45-01	0 ~ 15	0.1	500,800
R09-105-264	45-02	0 ~ 30	0.2	500,800
R09-105-278	45-03	0 ~ 50	0.5	500,800
R09-105-285	45-08	28 ~ 65	0.2	500,800
R09-105-292	45-05	45 ~ 80	0.2	500,800
R09-105-299	45-06	72 ~ 95	0.2	500,800

- Based on % w/w Sucrose in Water (1974 ICUMSA)

Wine Scale / 와인농도계

Cat. No.	Model	측정항목 및 범위	눈금	EA Price ₩
R09-105-313	45-22	Zeiss (ABV) : 10 ~ 135	1	500,800

Starch Scale / 전분 농도계

Cat. No.	Model	Starch %	눈금	EA Price ₩
R09-105-327	45-26	0 ~ 30	0.2	500,800

Refractive Index / 휴대용 굴절계

Cat. No.	Model	굴절률	눈금	EA Price ₩
R09-105-334	45-41	1.330 ~ 1.420	0.001	540,800

Antifreeze Scale / 부동액 농도계

Cat. No.	Model	측정항목 및 범위	눈금	EA Price ₩
R09-105-341	45-44	°C Protection : 0 ~ 40	5	540,800
		Battery Acid SG : 1.1 ~ 1.35	0.05	
R09-105-348	45-46	% Ethylene Glycol : 0 ~ 60	2.5	540,800
		% Propylene Glycol : 0 ~ 60		

Salinity (% NaCl) Scale / 식염농도 굴절계

Cat. No.	Model	Water in Honey %	눈금	EA Price ₩
R09-105-355	45-65	0 ~ 28	0.2	540,800

Low Volume Hand-Held Refractometer 미량용 휴대용 굴절계

Cat. No.	Model	°Brix (Sugar %)	눈금	EA Price ₩
R09-105-349	45-81	0 ~ 50	0.5	703,100
R09-105-356	45-82	45 ~ 80	0.2	703,100

- 1 ㎖의 Sample Volume으로 측정 가능한 모델
- 주로 꽃의 꿀이나 과즙의 Sample일 경우 쓰임
- Bellingham+Stanley

