

2 Door Refrigerator & Freezer 산업용 냉장 / 냉동고

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
R07-65-125	LD-625R	냉장 522 L	1,390,000
R07-65-133	LD-625RF	냉장 255 L / 냉동 250 L	1,480,000
R07-65-141	LD-625F	냉동 517 L	1,390,000

- 마이콤 온도 조절 방식을 채용 (냉장, 냉동실 별도 조절)
- 냉동실 및 냉장실 전용 콤프레셔의 사용으로 강력 냉각 및 절전 효과
- 냉각방식 : 직접 냉각 방식
- 압축기 보호 장치, 냉장고 이상을 감지해 주는 자기진단 기능
- 본체 : 고급 스테인레스로 제작하여 내구성이 우수함
- 냉장온도 : -3~+7°C / 냉동온도 -3 ~ -24°C
- 내부는 외부와의 온도 차단을 위해 경질 폴리우레탄 발포
- 다단조절식 선반과 이동이 용이한 바퀴
- 배송·설치비 별도
- LK Labkorea



Cat. No.		R07-65-125	R07-65-133	R07-65-141
Model		LD-625R	LD-625RF	LD-625F
Door Type		2 Doors		
용량	냉장	-	255 L (하부)	517 L
	냉동	522 L	250 L (상부)	-
온도 범위	냉장	-3 ~ +7°C	-3 ~ +7°C	-
	냉동	-	-3 ~ -24°C	-3 ~ -24°C
Size	Exterior (w×d×h)	640×800×1910 mm		
	Interior (w×d×h)	550×650×1380 mm	550×650×640 (×2) mm	550×650×1380 mm
Controller		마이콤 온도 조절 방식		
온도표시방식		9단 Bargraph 표시, off 포함 10단		
응축기		Wire Condenser		
전원		220 V, 60 Hz		

4 Door Refrigerator & Freezer 산업용 냉장 / 냉동고

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
R07-65-222	LD-1145R	냉장 1130 L	1,780,000
R07-65-230	LD-1145HRF	냉장 545 L / 냉동 545 L	2,070,000
R07-65-238	LD-1145RF	냉장 825 L / 냉동 265 L	2,000,000
R07-65-246	LD-1145F	냉동 1130 L	2,110,000

- 마이콤 온도 조절 방식을 채용 (냉장, 냉동실 별도 조절)
- 냉동실 및 냉장실 전용 콤프레셔의 사용으로 강력 냉각 및 절전 효과
- 본체 : 고급 스테인레스로 제작하여 내구성이 우수함
- 냉각방식 : 직접 냉각 방식
- 압축기 보호 장치, 냉장고 이상을 감지해 주는 자기진단 기능
- 냉장온도 : -3 ~ +7°C / 냉동온도 -3 ~ -24°C
- 내부는 외부와의 온도 차단을 위해 경질 폴리우레탄 발포
- 다단조절식 선반과 이동이 용이한 바퀴
- 배송·설치비 별도
- LK Labkorea



Cat. No.		R07-65-222	R07-65-230	R07-65-238	R07-65-246
Model		LD-1145R	LD-1145HRF	LD-1145RF	LD-1145F
Door Type		4 Doors			
용량	냉장	1130 L	545 L (좌측)	825 L	-
	냉동	-	545 L (우측)	265 L (좌측 하부)	1130 L
온도 범위	냉장	-3 ~ +7°C	-3 ~ +7°C	-3 ~ +7°C	-
	냉동	-	-3 ~ -24°C	-3 ~ -24°C	-3 ~ -24°C
Size	Exterior (w×d×h)	1260×800×1910 mm			
	Interior (w×d×h)	1170×650×1380 mm	550×650×1380 (×2) mm	550×650×640 mm (냉동) 나머지 (냉장)	1170×650×1380 mm
Controller		마이콤 온도 조절 방식			
온도표시방식		9단 Bargraph 표시, Off 포함 10단			
응축기		Wire Condenser			
전원		220 V, 60 Hz			