

Small Laboratory Freezer

소형 실험실용 냉동고

배송비 별도

Cat. No.	Model	용량	온도 범위	EA Price ₩
F06-540-010	FROSTER-LABEX-96	95 L	approx. -5 ~ -25°C	8,035,700
F06-540-205	FROSTER-MED-95			7,570,700

- 전기 안전 인증 KC 인증 획득
- Digital Control
 - 안정제어
 - ① 안정성을 최대화 하기 위해 Micro Processor에 의해 온도 제어
 - ② 전원 장애 또는 오작동의 경우 시각/청각 경보기 울림 (경보용 배터리 탑재)
 - 심플한 Control Panel로 편리한 온도제어 및 LED 온도 표시
 - 기기가 재시작되거나 메모리가 리셋된 마지막 시간으로부터의 최저/최고온도 저장
 - 온도 데이터를 PC로 저장, 제어, 모니터링 가능한 RS485 Interface 제공
- 견고한 하우징 (아연 도금 강판 및 녹방지 코팅)
- 선반 높이 자유롭게 조절 가능
- 저소음 Compressor
- EMC Directive 2004/108/EC (유럽 CE 전자파적합성기기 인증)
 - 불요 신호(희망 신호 이외의 불필요한 신호)에 대해 안정적
 - 스퓨리어스 방사(spurious radiation:필요한 방사 외에 설비로부터 방사되는 불필요한 전파)가 방출되지 않음
- Validation Service (IQ, OQ, PQ) 가능
- Kirsch

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
F06-540-620	CA-FEX96	Castor for LABEX-96	708,300
F06-540-624	CA-FED95	Castor for MED-95	708,300
F06-540-630	SH-EX96	Shelf for LABEX-96	176,300
F06-540-634	SH-ED95	Shelf for MED-95	176,300
F06-540-640	LD-FEX96	Length divider for LABEX-96	26,300
F06-540-644	LD-FED95	Length divider for MED-95	26,300
F06-540-650	CD-FEX96	Cross divider for LABEX-96	8,300
F06-540-654	CD-FED95	Cross divider for MED-95	8,300
F06-540-660	DR-EX96	Plastic Drawer for LABEX-96	209,300
F06-540-664	DR-ED95	Plastic Drawer for MED-95	209,300



FROSTER-LABEX-96

- ※ Sensitive & Highly Flammable Substance의 보관에 적합
- ※ 내부는 불연성 재질로 되어있음



FROSTER-MED-95

- ※ 의료용이 아닌 연구용으로만 구매 가능
- ※ 내부 서랍 및 선반 높이 자유롭게 조절 가능

Cat. No.	F06-540-010	F06-540-205	
Model	FROSTER-LABEX-96 (내부방폭형)	FROSTER-MED-95 (정밀형)	
Capacity	95 L		
Temperature Setting	approx. -5 ~ -25°C (± 1.5°C)		
Voltage	220~240V, 50/60Hz		
Power Consumption	160 W		
Normal Consumption (kWh/24h)	2.60		
Admissible Ambient Temperature	10 ~ 32°C		
Heat Emission (Max.)	191 W		
Material	External	Galvanised Sheet Steel with White, Anti-Scratch Powder Coating	
	Internal	Impact-Resistant, White Plastic	
	Shelf	Plastic Coated	
	Drawer	X	Plastic
Dimension (cm)	Overall	w54 × d54 × h82	w54 × d53.5 × h82
	Interior	w44 × d42 × h47	w44 × d42 × h47
	Exterior (w door open at 90°)	w54 × d106 × h82	w54 × d105.5 × h82
	Shelf	w43 × d36	w43 × d36
	Drawer	X	w40 × d32 × h5.6
개수	서랍	X	1
	선반	2	2
Max. Load (kg)	서랍	X	13
	선반		25
무게 (kg)	Net		42
	Gross		50