

## Flammable Safety Cabinet 인화성 물질용 안전 캐비닛

- 유기 용매, 가연성 및 인화성 물질의 보관용 방화 캐비닛
- 모든 면이 보강 철제 이중벽 처리하여 벽 사이에 30mm의 공기층이 있도록 설계
- 무연, 고광택, Baked-on 파우더로 마감 처리
- 4개의 수평조절 다리가 장착되어 수평조절 가능
- 하단에 50mm 높이의 누출 방지 틀이 있어 내용물이 외부로 흘러내리는 것을 방지
- 158kg까지 버티는 아연도금 철제 선반 장착
- 내부에 두 개의 Ø51mm 환기구 장착 (Fire Baffle과 Cap 포함)
- Key 잠금 장치가 장착되어 있는 평면 도어 개폐 손잡이
- 삼중 래칭 시스템 : 3 포인트 잠금 장치로 내부 밀폐성 증진 및 열 차단율 향상
- 내부 측면에 121mm 간격으로 선반 지지대가 있어 선반 높이 자유롭게 변경 가능
- Self-closing type 도어는 화재 발생시 온도가 75°C 정도에 도달하면 자동으로 문이 닫힘
- Manual Type의 도어는 180도, Self-closing type의 도어는 90도까지 개방 가능
- Made in USA 제품으로 모든 제품이 미국에서 직접 생산 되어짐
- 인증 : OSHA와 NFPA 규정 준수, FM Global 품질 인증
  - NFPA : 국제 화재 방지 협회 인증
  - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
  - 미국 FM 인증 : 화재 발생시 캐비닛 내부 온도를 163°C 이하로 약 10분간 유지
- Eagle



4510X

### One Door형

#### Manual type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-001	1904X	15 L	1	368×381×495	444×457×571	N.O	1,211,700
S01-146-005	1925X	45 L		508×381×812	584×457×889	N.O,FM	1,634,100
S01-146-009	1906X	60 L	3	508×381×1003	591×457×1118	N.O,FM	2,020,000
S01-146-013	1923X	90 L		508×370×1537	591×457×1651	N.O,FM	2,433,000
S01-146-017	1946X	181 L		508×771×1537	591×864×1651	N.O,FM	3,978,100

배송비 별도

#### Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-021	1903X	15 L	1	368×381×495	444×457×571	N.O	1,463,300
S01-146-025	1924X	45 L		508×381×812	584×457×889	N.O,FM	1,879,200
S01-146-029	1905X	60 L	3	508×381×1041	584×457×1117	N.O,FM	2,323,000
S01-146-037	2310X	90 L		508×370×1537	591×457×1651	N.O,FM	2,798,000

배송비 별도



1970X

### Two Doors형

#### Manual type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-045	ADD-15X	56 L	X	1003×370×495	1092×457×610	N.O,FM	2,133,600
S01-146-049	1971X	83 L		1	806×476×673	889×558×889	N.O,FM
S01-146-053	1932X	113 L	1		1003×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM
S01-146-057	1947X	170 L		2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM
S01-146-061	1962X	227 L	2		781×771×1537	864×864×1651	N.O,FM
S01-146-065	1992X	341 L		3	1003×771×1537	1092×864×1651	N.O,FM
S01-146-069	1976X	90 L	1010×222×1003		1092×305×1118	N.O,FM	2,576,600

배송비 별도




1904X

#### Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-073	ADD-14X	56 L	X	1003×370×495	1092×457×610	N.O,FM	2,453,700
S01-146-077	1970X	83 L		1	806×476×673	889×559×889	N.O,FM
S01-146-081	3010X	113 L	1		1003×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM
S01-146-085	4510X	170 L		2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM
S01-146-089	6010X	227 L	2		781×771×1537	864×864×1651	N.O,FM
S01-146-093	9010X	341 L		3	1003×771×1537	1092×864×1651	N.O,FM
S01-146-097	1975X	90 L	1010×222×1003		1092×304×1118	N.O,FM	2,939,900

배송비 별도



Manual type



Self-closing type

#### Sliding Self-closing type

Cat. No.	Model	용량	선반 수	Size (w×d×h, mm)		승인 사항	EA Price ₩
				Inner	Outer		
S01-146-033	1930X	113 L	1	1002×370×1003	1092×457×1118	N.O,FM	3,694,100
S01-146-041	1945X	170 L	2	1003×370×1537	1092×457×1651	N.O,FM	4,556,900

배송비 별도



Sliding Self-closing type