

Laboratory Safety Cans 실험실용 안전 용기

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-462	14065Z	2 L	w117×d194×h241 mm	HDPE	Red	180,800
S01-146-466	14160Z	4 L	w117×d194×h324 mm			198,000
S01-146-474	12162		w117×d117×h324 mm		White	189,500

- 재질 : HDPE , SUS 재질의 Metal Fitting
- 인화성 액체의 배기로부터의 점화로 인해 발생하는 폭발 위험을 줄여줌
- 충격에 강하고 부식되지 않음
- 자동 닫힘 캡, 압력 완화 메커니즘 및 화염 방지 장치 장착
- OSHA와 NFPA 규정 준수
 - NFPA : 국제 화재 방지 협회
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품
 - FM : FM Global 품질 인증
- Eagle



14065Z



14160Z



12162

Safety Liquid Disposal Cans 액체용 안전 용기

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-602	14762Z	8 L	∅305×h375 mm	PE	Red	457,100
S01-146-606	14765Z	19 L	∅305×h508 mm			501,700
S01-146-610	12751	8 L	∅305×h375 mm		White	367,600
S01-146-614	12754	19 L	∅305×h508 mm			386,400
S01-146-622	12772			810,700		

- 재질 : HDPE , Stainless Steel Handle
- 뛰어난 내화학성 및 누출 방지
- 화염 방지 장치 장착
- 넓은 베이스 디자인으로 안정성 제공 및 우발적인 튀김 방지
- 과도한 내부 증기 압력을 방출하기 위해 자동으로 열림
- 12772 with Stopcock
- OSHA와 NFPA 규정 준수
 - NFPA : 국제 화재 방지 협회
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품
 - FM : FM Global 품질 인증
- Eagle



14762Z



12772

Safety Faucet Cans 배수형 안전 용기

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-477	1327	18.92 L	∅285×h403 mm	SUS	Silver	1,699,500
S01-146-481	1417	18.92 L	∅317×h342 mm	Metal	Red	527,800

- 저용량 용기에 인화성 액체를 분주할 시 용이함
- 용접 경계선이 없는 하나의 프레임으로 제작되어 내부 밀폐성을 더욱 높임
- 액체가 흘러내리지 않도록 하는 Self-Closing 분주 꼭지 장착
- 1327 : w/SS ECO Faucet w/Teflon Gasket
- 1417 : w/Brass Faucet
- OSHA 규정 준수
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품
 - FM : FM Global 품질 인증
- Eagle



1327