

Safety Plunger Cans 플러저형 안전 용기


| Cat. No. | Model | 용량 | Size (Outer) | 재질 | 색상 | EA Price ₩ |
|-------------|-------|--------|--------------|-------|-----|------------|
| S01-146-485 | P-701 | 0.94 L | ∅158×h203 mm | Metal | Red | 186,700 |
| S01-146-489 | P-702 | 1.89 L | ∅203×h215 mm | | | 206,000 |
| S01-146-493 | P-704 | 3.78 L | ∅203×h273 mm | | | 218,800 |
| S01-146-497 | P-711 | 0.94 L | ∅133×h247 mm | PE | | 191,300 |
| S01-146-501 | P-712 | 1.89 L | ∅165×h279 mm | | | 208,300 |
| S01-146-505 | P-714 | 3.78 L | ∅196×h330 mm | | | 211,000 |

- 인화성 또는 휘발성 유체 클리닝에 적합
- Brass 재질의 화염 방지 장치와 Dasher Plate(Fire Baffle 역할) 장착
- Dasher Plate를 누르면 소량의 액체만 분주되어 액체의 유출 없이 스펀지나 헝겊 등을 적시기에 용이함
- OSHA 규정 준수 : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품 : FM Global 품질 인증
- Eagle



P-701

P-704



P-711

P-712

Safety Bench & Daub Cans 벤치형 안전 용기

- 인화성 또는 휘발성 유체 클리닝에 적합
- Brass 재질의 화염 방지 장치와 Dasher Plate(Fire Baffle 역할) 장착
- Dasher Plate를 누르면 소량의 액체만 분주되어 액체의 유출 등 없이 쉽게 스펀지나 헝겊 등을 적시기에 용이함
- OSHA 규정 준수 : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품 : FM Global 품질 인증
- Eagle



B-602

B-604

Daub Type

| Cat. No. | Model | 용량 | Size (Outer) | 재질 | 색상 | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|-------|-----|------------|
| S01-146-509 | B-600-D | 0.23 L | ∅107×h88 mm | Metal | Red | 116,000 |

Bench Type

| Cat. No. | Model | 용량 | Size (Outer) | 재질 | 색상 | EA Price ₩ |
|-------------|---------|--------|--------------|-------|-----|------------|
| S01-146-513 | B-601 | 0.94 L | ∅158×h92 mm | Metal | Red | 101,100 |
| S01-146-517 | B-602 | 1.89 L | ∅203×h107 mm | | | 124,100 |
| S01-146-521 | B-604 | 3.78 L | ∅203×h165 mm | | | 138,200 |
| S01-146-525 | B-606 | 5.67 L | ∅196×h241 mm | | | 152,500 |
| S01-146-529 | B-606NL | 5.67 L | ∅196×h241 mm | | | 130,500 |
| S01-146-533 | B-608 | 7.57 L | ∅285×h177 mm | | | 228,800 |

- B-606NL : without Lid



B-606

B-606NL

D.O.T. Approved Transport Cans D.O.T 안전 용기

| Cat. No. | Model | 용량 | Size (Outer) | 재질 | 색상 | EA Price ₩ |
|-------------|---------|---------|--------------|------------------|--------|------------|
| S01-146-537 | 1215 | 18.92 L | ∅317×h400 mm | Galvanized Steel | Red | 641,200 |
| S01-146-541 | 1215SX5 | | | | | 641,200 |
| S01-146-545 | 1215Y | | | | Yellow | 651,800 |

- 유연한 Metal 재질의 Spout가 있어 인화성 액체를 분출하는 동안 폭발 위험을 줄여줌
- 3개국어로 위험 경고 문구가 제품 자체에 인쇄되어 있고, 내구성이 좋음 (스티커 부착 방식이 아님)
- 주입구와 분출구에 이중벽 화염 방지 장치가 장착되어 있음
- 강화 Roll Bar는 두 분출구를 보호
- Thumb Screw 장치는 이동 시 주입구가 닫힌 상태로 유지되도록 도와줌
- 미국 운수부(Department of Transportation)의 요건을 충족하는 Safety Can
- 1215 & 1215Y : with 7/8" Flexible Hose • 1215SX5 : with 5/8" Flexible Hose
- OSHA와 NFPA 규정 준수
 - NFPA : 국제 화재 방지 협회
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- Eagle

