

Safety Can, Stainless Steel

안전 캔, Roetzmeier

- Flame Trap으로 폭발로부터 안전
- 고품질 Stainless (SUS 316Ti)의 사용으로 재사용 가능하며 내구성이 우수
- 내화학성이 우수한 PTFE Gasket 사용
- TUV, FM 등 국제 안전 규격 인증
- 0.4 bar의 압력 시험 통과
- Roetzmeier

Screw Cap Type ①

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-010	01K	1 L	Ø111×h235 mm	383,000
S01-63-014	02K	2 L	Ø131×h295 mm	420,100
S01-63-018	05K	5 L	Ø165×h400 mm	492,000

Metering Device ②

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-020	01D	1 L	Ø111×h235 mm	468,800
S01-63-024	02D	2 L	Ø131×h295 mm	508,300
S01-63-028	05D	5 L	Ø165×h400 mm	568,700

Soaking Tray Type ③

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-030	SP1	1 L	Ø120×h270 mm	522,300
S01-63-034	SP2	2 L	Ø131×h330 mm	557,100



Safety Canister, Stainless Steel

안전통, Roetzmeier

- 재질 : Stainless Steel (SUS 316Ti)
- 인화성 물질의 안전한 보관 가능
- 0.8 mm 두께의 Stainless Body와 PTFE 마개 사용으로 안전성 향상
- 안전캐비닛등의 비치시에도 잘 맞도록 Compact한 사이즈
- Roetzmeier

Screw Cap Type

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)	EA Price ₩
S01-63-110	05KK	5 L	w130×d200×h310	601,200
S01-63-114	10KK	10 L	w130×d280×h380	701,000
S01-63-118	20KK	20 L	w175×d345×h470	902,900

Metering Device

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)	EA Price ₩
S01-63-120	05KD	5 L	w130×d200×h310	698,700
S01-63-124	10KD	10 L	w130×d280×h380	791,400
S01-63-128	20KDL*	20 L	w175×d345×h470	1,002,700

Metering Device with Self-Closing Tap

Cat. No.	Model	용량	Size (mm)	EA Price ₩
S01-63-130	05KZ*	5 L	w130×d200×h310	786,900
S01-63-134	10KZ*	10 L	w130×d280×h380	875,100
S01-63-138	20KZ*	20 L	w175×d345×h470	1,079,300

- Self -Closing Tap이 있어 안전성을 향상
- 별도의 통풍구가 있어 (Vent Port), 좀 더 쉽게 액체를 부을 수 있음 (약 3L/min)

