

Safety Barrel 안전 배럴, Roetzmeier

- 재질 : Stainless Steel (SUS 316Ti)
- 마개는 PTFE, 계량기는 PFA 재질
- 대용량의 인화성 물질 및 유독물질을 안전하게 보관 가능
- 안전한 계량 및 디캔팅 가능
- 용량에 따라 0.8 ~ 1.5 mm의 두께를 가짐
- 25 / 50Lit. 제품은 겹쳐쌓아 보관 가능
- Roetzmeier

Screw Cap Type

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-210	10K	10 L	Ø260×h330 mm	638,300
S01-63-214	25K	25 L	Ø315×h540 mm	833,300
S01-63-218	50K	50 L	Ø365×h600 mm	1,042,200

with Tap and Ventilation

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-220	10Z	10 L	Ø260×h330 mm	1,148,900
S01-63-224	25Z	25 L	Ø315×h540 mm	1,390,400
S01-63-228	50Z	50 L	Ø365×h600 mm	1,576,000

with Tap, Ventilation and Level indicator

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-230	10ZI	10 L	Ø260×h330 mm	1,659,500
S01-63-234	25ZI	25 L	Ø315×h540 mm	1,947,300
S01-63-238	50ZI	50 L	Ø365×h600 mm	2,123,700



Screw Cap



with Tap and Ventilation



with Tap, Ventilation and Level Indicator

Safety Transportation Canister, UN-Certified 이동식 안전통, Roetzmeier

- 재질 : Stainless Steel (SUS 316Ti)
- 유독물질의 안전한 운반을 보장하는 특수 컨테이너
- 모든 등급의 유독물질에 사용 가능한 제품
- 높은 내화학성의 PTFE 마개와 0.6 ~ 1.2 mm 두께의 단단한 바디
- Roetzmeier

Normal Can Type with Screw Cap

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-310	01T	1 L	Ø111×h235 mm	378,300
S01-63-314	02T	2 L	Ø131×h295 mm	413,100
S01-63-318	05T	5 L	Ø165×h400 mm	485,100

Canister Type with Screw Cap

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-322	05KT	5 L	w130×d200×h310 mm	610,500
S01-63-326	10KT	10 L	w130×d280×h380 mm	710,200
S01-63-330	20KTL	20 L	w175×d345×h470 mm	981,800

- 20KTL(With Ventilation)

Barrel Type with Screw Cap

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
S01-63-334	25TZ	25 L	Ø300×h530 mm	916,900



Normal Can



Canister



Barrel