

Safety Waste Cap, SCAT®

폐액통용 안전 캡

- 독성이 강한 실험실 폐액으로부터 실험자의 안전을 위한 캡
- Exhaust Filter는 각종 증기 및 유해가스의 배출을 차단
- Exhaust Filter를 통한 공기의 용기내 유입은 없음
- Exhaust Filter는 별매 (사이즈 및 필요 용량에 따라 선택)
- Auto Funnel은 Self Closing을 의미
- 각종 Connector는 필요에 따라 교체 가능
- 다른 종류의 Cap Size는 문의
- 요청에 의하여 더 다양한 Connector 등 구성 가능
- SCAT Europe

Safety Waste Cap Basic

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-633-205	307912	GL45, 3×Connectors ①	175,800
S01-633-210	307918	S60/61, 3×Connectors	243,900
S01-633-215	107036	83B, 4×Connectors	554,100

- Ø2.3 mm / Ø3.2 mm의 외경을 가진 튜빙용임

Safety Waste Cap with Tube Connection

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-633-229	307923	GL45, 3×Connectors ②	161,000
S01-633-242	308921	GL45, 4×Connectors	262,700
S01-633-224	307925	S60/61, 3×Connectors	243,900
S01-633-234	107054	53B, 4×Connectors	509,600
S01-633-240	107034	83B, 5×Connectors	621,100

- Ø2.3 mm / Ø3.2 mm의 외경을 가진 튜빙용 Connector
- 내경 Ø6.4 mm의 튜빙을 연결 할 수 있는 연결관 1개 포함

Safety Waste Cap with Safety Funnel




Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-633-260	320045	GL45, 3×Connectors ③	786,100
S01-633-262	320053	53B, 3×Connectors	776,700
S01-633-264	320060	S60/61, 3×Connectors	776,700
S01-633-266	320083	83B, 3×Connectors ④	786,100

- Ø5 mm ~ Ø11.5 mm의 내경을 가진 Tube Connector (PP)
- 외경 Ø1.6 / Ø2.3 / Ø3.2 mm의 튜빙을 연결 할 수 있는 4 HPLC Connection 포함 (PFA)
- Electric Level control 장착 (318038, 107255) 되어있음

Optional Exhaust Filter

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-633-277	410534	Exhaust Filter S(Short)	128,000
S01-633-282	410535	Exhaust Filter Medium <20L	196,100
S01-633-286	407986	Exhaust Filter Large >20L	287,200

- 대부분의 Solvent Fume을 99%까지 제거함
- Special Granulate Based on Active Charcoal
- Exhaust Filter는 각종 증기 및 유해가스의 배출을 차단
- Exhaust Filter를 통한 공기의 용기내 유입은 없음
- 안전을 위하여 정해진 수명만큼만 사용 권장
- Filter 수명 확인 Indicator 모델은 문의바람
- 하기 Adapter와 같이 사용되어야 함



SafetyWasteCaps – One system for every thread

The fluids in the waste containers in the laboratory are overwhelmingly poisonous – the user often does not know which mixture can emerge in the canisters.

Closed safety systems from S.C.A.T. Europe offer reassuring protection and also guarantee efficient work in the laboratory.



GL45 S50 S51 B53 S55 S60 B60 S65 S70 GLS80 B83 S90 S95