

Safety Funnel, HDPE, SCAT® 폐액용 안전 깔대기, Ø200 & Ø140 mm

- 기본형과 Organic Solvent를 위한 대전 방지형 2가지임
- HDPE Sieve & Splash Guard 기본장착, Antistatic Wire 포함
- Funnel 내부에 Ball Valve가 있어 자동 차단기능을 가짐 (Only Ø200mm만)
- Ball Valve가 폐액을 넣은 후 배기 및 이물 유입을 완벽히 차단
- SCAT Europe

HDPE White Safety Funnel

Cat. No.	Model	Top od	색상	Thread	EA Price ₩
S01-633-444	317642	200 mm	White	GL45	352,500
S01-633-448	317641			S60/61	352,500
S01-633-535	318992	140 mm		GL45	211,300

HDPE Black Safety Funnel, Electroconductive

Cat. No.	Model	Top od	Thread	EA Price ₩
S01-633-470	317621	200 mm	S60/61	465,200
S01-1034-406	318980	140 mm		231,400

- Canisters in black are made of electrostatic conductive HDPE

Spare HDPE Sieve for Safety Funnel

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-1034-503	318999	Spare Sieve/140mm (Blue, #318992)	26,500
S01-1034-505	318989	Spare Sieve/140mm (Black, #318980)	28,700
S01-1034-507	317640	Spare Sieve/200mm (Blue, #317642, 317641)	66,600

Safety Waste Containers, HDPE

Cat. No.	Model	용량	색상	Thread	EA Price ₩
S01-633-541	107950	2.5L	White	GL45	57,500
S01-633-543	107951	5L			76,900
S01-633-545	107952	10L			84,600
S01-633-547	107731	12L			84,600
S01-633-549	107956	20L			99,000
S01-633-551	107959	30L			118,900
S01-633-553	107953	10L	Black	S60/61	211,900
S01-633-555	108027	20L			297,700
S01-633-557	108192	30L			397,100
S01-1034-006	108042	10L, w/floater			433,300
S01-1034-012	108043	20L, w/floater			552,400
S01-633-559	108193	30L, w/floater			613,900

- White products are UN approval
- Canisters in black are made of electrostatic conductive HDPE
- Floater : Level Control

