

## Safety Waste Funnel 폐액용 안전 깔대기

- 재질 : HDPE, Chemically Resistant
- 용도
  - ① 폐기 용액의 임시보관용
  - ② 유독 증기의 흡입을 예방하여 실험실 작업자 안전을 유지
  - ③ 휘발하는 인화성 가스를 안전하게 보관하여 화재의 위험 감소
- 휘발되는 폐액의 증기를 99.9%까지 방지 • Chemglass

### Safety Cap Basic, GL45 Cap

Cat. No.	Model	Funnel Top	용기	Thread	EA Price ₩
S01-132-101	SWC-301S	Ø152 mm	4 L, PP	38-430	85,200
S01-132-103	CG-1759-02S	Ø203 mm	8 L, PP	53 mm	499,500

### Safety Funnel Only

Cat. No.	Model	Funnel Top	Thread	EA Price ₩
S01-132-131	SWC301	Ø152 mm	38-430	66,300
S01-132-133	CG-1759-01	Ø203 mm		66,300
S01-132-135	CG-1759-02		53 mm	467,600
S01-132-137	CG-1759-25		83 mm	465,600
S01-132-139	CG-1759-03		100 mm	467,600

- 필터망을 가지고 있어 불순물을 걸러 줌

### Secondary Container

Cat. No.	Model	재질	규격	EA Price ₩
S01-132-141	CG-1759-50	HDPE	4 L Bottle 용	124,500

### GL45 Adapter for 38-430 Thread

Cat. No.	Model	Size	EA Price ₩
S01-132-145	CG-1759-84	상 38-430 Thread → 하 GL45	206,700

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable

### Cap Connecting Adapter

Cat. No.	Model	상, Male	하	EA Price ₩
S01-132-149	SWC-301AD	38-430	Sealing Nut 포함	15,000

- 연결하고자 하는 Cap의 중앙에 홈을 뚫어 연결(Ø 28 mm)
- 캡속에서 Sealing Nut로 조일수 있음

### HPLC Waste Line Adapter for Safety Funnel

- Funnel 주문시 요청에 의해 장착하여 출고 • LK Labkorea

#### For Hose Barb, 호스 연결용 ①

Cat. No.	Model	Connector od	EA Price ₩
S01-132-151	LB-HPLC159	1/16" / 1.59 mm	6,200
S01-132-153	LB-HPLC238	3/32" / 2.38 mm	6,200
S01-132-155	LB-HPLC318	1/8" / 3.18 mm	6,200
S01-132-157	LB-HPLC397	5/32" / 3.97 mm	6,200
S01-132-159	LB-HPLC476	3/16" / 4.76 mm	6,200
S01-132-161	LB-HPLC635	1/4" / 6.35 mm	6,200

- 재질 : Natural PP
- 최대 8개까지 장착하여 출고 가능함
- 구성
  - ① Female Luer to 1/4-28 UNF Male Thread
  - ② Male Luer Lock to Hose Barb

#### For PTFE Tubing, PTFE와 같은 딱딱한 호스 연결용 ②

Cat. No.	Model	Connector od	EA Price ₩
S01-132-171	LC-HPLC159	1/16" / 1.59 mm	10,000
S01-132-173	LC-HPLC318	1/8" / 3.18 mm	10,000

- 구성
  - ① Female Luer Lock to 1/4-28 UNF Male Thread
  - ② Peek Female Luer to 1/4-28 UNF Female Thread
  - ③ Inverted Cone + 1/4-28 UNF Male

