

Waste Container, Biohazardous 유해 폐기물 용기, PP

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
C21-46-016	T583256	5L	Ø190×h270 mm	42,300
C21-46-024	T583254	20 L	Ø273×h390 mm	79,000

- 재질 : PP, -10 ~ 135°C 내열, Autoclavable
- Biohazard 라는 문구가 표면에 인쇄되어져 있음
- Tarson



Solid Waste Container 폐 고체용 용기

Cat. No.	Model	용량	전체 높이	PK Price ₩
S01-132-191	CG-1759-70	5 L	533 mm, 뚜껑 개폐시	1ea 294,700
S01-132-193	CG-1759-71	Disposable Poly Bag, Red		100ea 25,200

- 재질 : HDPE, Chemically Resistant
- 폐 고형물의 안전한 수거 및 냄새 제거용
- Red Poly Bag은 두께가 두꺼워 잘 찢어지지 않음
- Chemglass



Mercury Collector 수은 콜렉터

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S01-20-610	MWY850	Ø105×h48 mm	57,300
S01-20-910	MWY851	Replacement Pad	10,600

- Tray에 배수 홈과 Plug가 있어 Drain시 용이함
- 옆질러진 수은의 신속한 체취 및 보관용
- Foam Pad로 구성된 뚜껑을 이용하여 수은 흡수
- LabPlasti®

