

Safety Biohazardous Waste Cans 바이오하azard 안전 폐액통

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-573	943BIO	22.71 L	w419×d342×h406 mm	PE	Red	141,100
S01-146-577	945BIO	37.85 L	w558×d457×h457 mm			167,500
S01-146-581	947BIO	52.99 L	w558×d457×h533 mm			180,700

- 작업자에게 잠재적인 생물학적 위험에 대한 경고 기능
- HDPE 재질로 되어있어 녹슬거나 모양이 변형되지 않으며 대부분의 화학 물질에 견딜 수 있음
- Foot Lever 장착
- Self-Closing 타입의 뚜껑
- 혈행성 병원균의 노출에 대한 OSHA의 요구 조건을 충족하는 제품
- OSHA 규정 준수
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품
 - FM : FM Global 품질 인증
- Eagle



Solid Waste Container 폐 고체용 용기

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-549	933-FL	22.71 L	w419×d342×h406 mm	PE	Red	128,000
S01-146-553	935-FL	37.85 L	w558×d457×h457 mm			167,500
S01-146-557	937-FL	52.99 L	w558×d457×h533 mm			164,000
S01-146-561	933-FLY	22.71 L	w419×d342×h406 mm		Yellow	141,100
S01-146-565	935-FLY	37.85 L	w558×d457×h457 mm			167,500
S01-146-569	937-FLY	52.99 L	w558×d457×h533 mm			180,700

- 두꺼운 HDPE 재질로 되어있어 녹슬거나 모양이 변형되지 않으며 대부분의 화학 물질에 견딜 수 있음
- 안정성을 더하기 위해 아래로 갈수록 퍼진 모양으로 제작됨
- Self-Closing 타입의 뚜껑
- 몰드형 손잡이로 취급이 용이함
- 이음새가 없고 내용물이 새지 않는 구조로 제작됨
- Foot Lever 장착
- 용액이 묻어있는 형검, 형검 폐기물, 부스러기 등을 일시적으로 저장할 시 용이함
- OSHA 규정 준수
 - OSHA : 미국 직업 안전 위생 관리국
- FM 인증 제품
 - FM : FM Global 품질 인증
- Eagle



Safety Disposal Cans 운반용 폐액통

Cat. No.	Model	용량	Size (Outer)	재질	색상	EA Price ₩
S01-146-585	1423	9.46 L	∅285×h304 mm	Galvanized Steel	Red	374,100
S01-146-589	1425	18.92 L	∅285×h457 mm	Steel		397,500
S01-146-593	1323	9.46 L	∅285×h304 mm	SUS	Silver	925,200
S01-146-597	1325	18.92 L	∅285×h457 mm			1,000,800

- 액체 폐기물의 일시 저장에 적합함
- 용접 경계선이 없는 하나의 프레임으로 제작되어 내부 밀폐성을 더욱 높임
- 분출구 Cap은 80°까지 열리며 내용물을 비우는 데에 용이하도록 열린 상태에서 잠금이 가능함
- 화염 방지 장치 장착
- 과도한 내부 증기 압력을 방출하기 위해 자동으로 열림
- FM 인증 제품 : FM Global 품질 인증
- Eagle

