

Sample Collection Spatula 샘플 수집용 스파츄라

Cat. No.	Model	전체 Size	Handle	EA Price ₩
S03-695-107	91-0076	Ø19×L320 mm	L140 mm	126,100

- 재질 : Stainless Steel 304. HairLine Finished
- 분말 사료나 토양의 검출에 사용할 수 있음
- Bland : 40 mm (곡형) + 140 mm (일자형), 80g
- Sansyo



Mini PTFE Sampler PTFE 테프론 미니 샘플러, 280°C 내열

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
S03-450-121	037.010	10 ml	52,900


- 재질 : PTFE (polytetrafluorethylene)
- 내열온도 : -200 ~ +280°C
- Shaft Length : 150 mm
- Cowie



PTFE Sampler PTFE 테프론 샘플러, 280°C 내열

Cat. No.	Model	용량	Body od	EA Price ₩
S03-450-216	036.100	100 ml	Ø54 mm	154,900
S03-450-225	036.250	250 ml	Ø66 mm	188,600
S03-450-232	036.500	500 ml	Ø80 mm	217,200
S03-450-239	036.1000	1000 ml	Ø100 mm	247,500

- 재질 : PTFE (polytetrafluorethylene)
- 내열온도 : -200 ~ +280°C • Shaft Length : 600 mm
- Cowie




Replacement Shaft

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S03-450-500	036.001	Replacement Shaft	103,800

Sampling Pump 내화학용 샘플링 펌프

Cat. No.	Model	사용 Bottle 규격	용량	EA Price ₩
P06-460-011	A124-16	GL45	60ml	441,200

- 재질 : PP, PTFE, -10°C to 90°C 내열
- O.D. 6mm, PTFE Tubing 2 m 포함
- Tubing Connection 규격 : GL18
- Suction Lift of Water Max. 4.5 m
- 내화학용 Sample은 단지 PTFE에만 노출되어짐
- BOLA



Water Sampler 채수기

Cat. No.	Model	용량	EA Price ₩
S03-80-015	WS015	1.5 L	258,400

- 깊은 수심에서 채수할 때 사용
- 채수 깊이까지 넣은 후 뚜껑을 열어서, 채취 후 뚜껑을 닫아 회수
- Body : SUS304
- Bottle : P.C
- 최대 수심 : 10 m
- LK Labkorea

