

PP Dip Sampler, plunging siphon PP 액체용 샘플러

Cat. No.	Model	Capacity	Length	EA Price ₩
S03-100-075	6057296	140 ml	500 mm	110,700
S03-100-078	6054419	280 ml	1000 mm	118,800
S03-100-081	6054435	500 ml	2000 mm	142,700

- 액체 샘플을 모두 혹은 부분적으로 샘플링 가능
- 밸브를 열고 액체 시료에 천천히 넣은 후 밸브를 닫아서 사용
- Rod Size : Ø22 mm
- Wenk Labtec



Disposable Plunging Siphon Sampler 일회용 액체용 샘플러

Cat. No.	Model	Capacity	Immersion Depth	Total Length	EA Price ₩
S03-100-091	7608782	75 ml	350 mm	500 mm	24,200
S03-100-094	7608783	175 ml	600 mm	750 mm	45,800
S03-100-097	6303782	275 ml	850 mm	1000 mm	63,100

- 접착력이 강한 시료를 위한 일회용 샘플러
- 재질 : PE, Transparent
- Tube Size : Ø27 mm
- Wenk Labtec



Soil Sampler 토양채취 샘플러

Cat. No.	Model	Foot Bar	Size	EA Price ₩
S03-100-435	6057511	O	Ø14×L810 mm	383,300
S03-100-438	6224159	-	Ø11×L560 mm	299,900

- Light Soils, Meadows, Lawns를 위한 샘플러
- 재질 : Stainless steel
- Foot Bar를 사용하여 더욱 편리하게 일할 수 있음
- Wenk Labtec



HDPE Disposable Sampler HDPE 일회용 샘플러

- 빠르게 오염이 없는 샘플을 채취할 때 사용하기 적합
- 청정실에서 제조되며 개별 포장되어 있어 위생적임
- Tube Size : Ø21 mm
- Wenk Labtec

Low Viscosity용, up to 10,000 mPas ①

Cat. No.	Model	Capacity	Total Length	PK Price ₩
S03-100-104	9303720	100 ml	500 mm	20ea 304,700
S03-100-108	9303722	200 ml	1000 mm	20ea 373,900

Highly Viscosity용, up to 100,000 mPas ②

Cat. No.	Model	Capacity	Total Length	PK Price ₩
S03-100-112	9303732	100 ml	500 mm	20ea 304,700
S03-100-116	9303734	200 ml	1000 mm	20ea 373,900

Pourable Bulk용, Up to 0.5 mm Particle Size ③

Cat. No.	Model	Capacity	Total Length	PK Price ₩
S03-100-120	9303728	10 ml	500 mm	20ea 338,200
S03-100-124	9303730		1000 mm	20ea 415,200

