

## Digital Orbital Shaker 디지털 오비탈 셰이커

Cat. No.	Model	Max. Load	Speed	EA Price ₩
S04-35-100	SKO330-PRO	7.5 kg (중형)	100 ~ 500 rpm	1,038,900
S04-35-200	SKO180-PRO	2.5 kg (소형)	100 ~ 800 rpm	967,800

- Universal Attachment 기본 포함 (SK330.1 or SK180.1)
- Digital Speed & Time Control
- 저소음 반복 균일 운동
- 다양한 Attachment로 거의 모든 모양의 Flask 등 용기 사용 가능
- Over Speed Detection & Protection
- Dish Attachment 는 Non-slip Mat를 가지고 있음
- DLAB

### Optional Platform for SKO330

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S04-35-150	SK330.1	Universal Attachment, 300x300 mm	156,500
S04-35-154	SK330.2	Fixing Clip Attachment w/o Holder	87,600
S04-35-155	SK330.3	Lengthway Roller Attachment	156,500
S04-35-158	SK330.5	Dish Attachment, 300x285 mm	123,700
S04-35-162	SK330.9	Wire Spring Attachment	345,600
S04-35-186	H-703301	Spare Bar for SK330.1	4,600
S04-35-187	H-703302	Connect Stick for Dish Attachment	48,300



- H-703302 : SKO180의 Dish Attachment의 2단 적재시에도 사용

### Optional Platform for SKO180

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S04-35-250	SK180.1	Universal Attachment, 240x240 mm	123,700
S04-35-254	SK180.2	Fixing Clip Attachment, w/o Holder	61,900
S04-35-255	SK180.3	Lengthway Roller Attachment	123,700
S04-35-258	SK180.4	Dish Attachment, 240x215 mm	111,700
S04-35-259	SK180.5	Dish Attachment, 300x200 mm	116,700
S04-35-260	SK180.6	Dish Attachment, 280x280 mm	116,300
S04-35-262	SK180.9	Wire Spring Attachment	327,500
S04-35-286	H-701801	Spare Bar for SK180.1	4,600

### Optional Flask Holder, Stainless Steel 재질

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S04-35-266	H-702210	Flask Clip for 25 ml	11,200
S04-35-270	H-702220	Flask Clip for 50 ml	11,200
S04-35-274	H-702230	Flask Clip for 100 ml	11,200
S04-35-278	H-702240	Flask Clip for 250 ml	21,100
S04-35-282	H-702250	Flask Clip for 500 ml	21,100



Cat. No.	S04-35-100	S04-35-200
Model	SKO330-PRO	SKO180-PRO
Orbital Diameter	10 mm	4 mm
Max. Load (with Attachment)	7.5 Kg	2.5 Kg
Motor Rating Input / Output	28 / 15 W	
Speed Range	100 ~ 500 rpm	100 ~ 800 rpm
Timer	Yes (1min ~ 19hr 59min or Continuous)	
Overall Size	w370 × d420 × h100 mm	w300 × d340 × h100 mm
Permissible Temp. / Humidity	5 ~ 40°C / 80%	
Protection Class acc. to Din EN 60529	IP 21	
전기 규격	100 ~ 240 V, 50/60 Hz	

## Digital Horizontal Shaker 디지털 좌우 왕복형 셰이커

Cat. No.	Model	Max. Load	Speed	EA Price ₩
S04-35-500	SKL330-PRO	7.5 Kg (중형)	100 ~ 350 rpm	1,038,900
S04-35-600	SKL180-PRO	2.5 Kg (소형)		967,800

- Universal Attachment 기본 포함 (SK330.1 or SK180.1)
- 기타 상세 사양 및 Attachment는 Orbital Shaker와 동일
- DLAB

