

## Nylon Mesh, Nylon Screen

### 나일론 망, 나일론 망사

Cat. No.	Model	Opening	Wire	Mesh No.	Wide	EA Price ₩
S19-64-006	F3100-02	3.36 mm	1.0 mm	No.6		362,500
S19-64-009	F3100-03	2.38 mm	850 um	No.8	1020 mm	362,500
S19-64-012	F3100-04	2.00 mm	750 um	No.10		362,500
S19-64-015	F3100-06	1.68 mm	695 um	No.12	1040 mm	362,500
S19-64-018	F3100-08	1.41 mm	610 um	No.14	1020 mm	316,700
S19-64-024	F3100-15	1.00 mm	515 um	No.18	1100 mm	312,000
S19-64-027	F3100-20	840 um	405 um	No.20	1090 mm	261,600
S19-64-030	F3100-23	710 um	355 um	No.25	1120 mm	250,600
S19-64-033	F3100-28	590 um	335 um	No.30		305,800
S19-64-036	F3100-31	500 um	315 um	No.35	1150 mm	250,600
S19-64-039	F3100-43	350 um	240 um	No.45	1030 mm	250,600
S19-64-042	F3100-50	297 um	215 um	No.50	1150 mm	250,600
S19-64-045	F3100-53	250 um	180 um	No.60	1020 mm	250,600
S19-64-048	F3100-66	210 um	155 um	No.70		250,600
S19-64-052	F3100-75	177 um	125 um	No.80	1150 mm	250,600
S19-64-055	F3100-84	149 um	95 um	No.100		266,400
S19-64-058	F3100-92	125 um	85 um	No.120		288,400
S19-64-061	F3100-106	100 um	77 um	No.140	1080 mm	312,000
S19-64-064	F3100-116	88 um	65 um	No.170	1360 mm	398,800
S19-64-067	F3100-128	62 um	47 um	No.230	1100 mm	430,200
S19-64-070	F3100-131	53 um	40 um	No.270	1090 mm	460,200
S19-64-073	F3100-135	44 um	39 um	No.325		661,900
S19-64-076	F3100-137	31 um	33 um	-		693,500
S19-64-079	F3100-138	25 um	33 um	-	1020 mm	788,100
S19-64-082	F3100-139	20 um	34 um	-		835,300
S19-64-085	F3100-140	15 um	35 um	-		882,700
S19-64-088	F3100-142	10 um	30 um	-		945,700
S19-64-091	F3100-144	5 um	37 um	-	1150 mm	992,900
S19-64-094	F3100-145	1 um	37 um	-		1,134,800

• Nylon : 내마모성, 고 인장강도, 내부식성, High pH Condition      • Size : 1 × 1 m

• Flon Industry

### Nylon 66A Screen / 나일론 66A

Cat. No.	Model	Opening	Wire	Mesh No.	EA Price ₩
S19-64-303	F3052-01	20 um	30 um	No. 508	687,000
S19-64-306	F3052-02	25 um		No. 420	503,000
S19-64-309	F3052-03	32 um		No. 380	363,000
S19-64-312	F3052-04	37 um		No. 355	188,000
S19-64-315	F3052-05	42 um		No. 330	133,000
S19-64-318	F3052-06	48 um		No. 305	97,000
S19-64-321	F3052-07	59 um		No. 270	60,000
S19-64-324	F3052-08	57 um		No. 255	45,000
S19-64-327	F3052-09	67 um		No. 230	41,000
S19-64-330	F3052-10	77 um		No. 200	39,000
S19-64-333	F3052-11	95 um		No. 175	37,000
S19-64-336	F3052-12	108 um	61 um	No. 150	35,000
S19-64-339	F3052-13	133 um		No. 125	33,000
S19-64-342	F3052-14	161 um		No. 110	16,000

• Size : 1150 mm × 1 m

## PFA Sheet, PFA Net

### PFA 테프론 망

Cat. No.	Model	Opening	선경	Mesh	EA Price ₩
S19-64-721	F3220-01	89 um		150 mesh	1,018,400
S19-64-724	F3220-02	115 um	80 um	130 mesh	1,273,000
S19-64-727	F3220-03	144 um	110 um		560,100
S19-64-730	F3220-04	204 um	50 um	100 mesh	560,100
S19-64-733	F3220-05	238 um	80 um	80 mesh	560,100
S19-64-736	F3220-06	313 um	110 um	60 mesh	560,100
S19-64-739	F3220-07	766 um	250 um	25 mesh	560,100

• Size : 700 mm × 1 m (F3220-01, 02), 800 mm × 1 m (F3220-03 ~ 07)

• Mesh No.: 임의의 Wire 중심으로부터 1"내에 있는 체의 눈금 (Opening) 수

• Flon Industry

