

Digital Sieve Shaker, Octagon® CL 정밀형 디지털 체진동기, up to Ø203 mm Sieve

Cat. No.	Model	사용 sieve	EA Price ₩
S20-31-650	Octagon 200CL	Ø75, 100, 200, 203 mm Sieve용	7,502,400

- 고성능의 디지털 시브 셰이커
- Closed Loop 기능으로 진폭 조절의 재현성을 극대화시킴
- Computer와 연동하여 결과 값의 저장등의 추가 적인 편의 기능 사용 가능
- 연동 프로그램인 SieveWare는 별매
- 최대 직경 8" Sieve까지 사용 가능한 Shaker
- 20 um 이하의 Sieving을 위해 Wet Sieving Kit을 사용 가능
- Quiet, Electromagnetic Vibration Action
- 3 D Performance : Vertical Vibration & Rotating Action
- Shaker의 수직운동은 Sieve의 구멍이 막히는 것을 막아줌
- Start / Stop 시간을 설정 가능
- There are no rotating parts consequently it is quiet in operation and maintenance free
- Anti-vibration Feet
- Test Sieve는 별도 구매
- Complies with the Requirements of AASHTO T27
- **Endecotts / Octagon®**

Cat. No.	S20-31-650
Model	Octagon 200CL
Vibration Speed	3000 rpm
Approx. Amplitude	3.0 mm (단계별 0.1mm 씩 조절가능)
최대 거취 수량	8개 (Ø200 ~ 203mm), 16개 (Ø76 ~ 100mm)
Timer Mode	Continuous / Intermittent
Intermittent Process Timer	10 sec ~ 99 min 50 sec
Intermittent Cycle Timer	Off time: 1 ~ 99 Seconds on time: 1 ~ 99 Seconds
Off time: 1 to 99 Seconds	w450×d435×h235 mm
Display	Digital 0.3 LED
Size	Ø418 mm (하부, Handle 제외), h600 mm
통신	RS232
Weight	35 kg
Power	230 V, 50/60 Hz
Class	I (Earthed)

Wet Sieving Conversion Kit, 습식 작업용 키트

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S19-251-920	RW-200	Wet Sieving Conversion Kit for 200mm	1,910,800
S19-251-930	RW-203	Wet Sieving Conversion Kit for 203mm	1,910,800

- 구성 : Top Clamping Plate with Perspex Cover, Spray Rose, Water Tight Seal, Stainless Steel, Receiver with Drainage Spout

Sieve Software 시브 셰이커용 소프트웨어, SIEVEWARE

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S20-31-910	SIEVEWARE	Sieve Software	1,018,100

- Sieving 하는 모든 Size의 Particle 분석 가능
- 자동 등록(기록), 평가 및 측정 자료 관리
- 논리적이고 명확한 인터페이스
- 각기 다른 기준에 맞추어 측정 가능
- 차트와 테이블로 변환 가능
- 서로 다른 측정 기기 간의 측정 자료 링크 가능
- 일반적 측정 규모에 대한 자동 탐지 및 배열
- 포괄적 정보의 추출 가능
- 상세 메뉴얼 포함
- **Endecotts**

