

## Digital Heavy Duty Sieve Shaker 디지털 헤비듀티 체진동기, up to Ø315 mm Sieve

| Cat.No.    | Model   | 사용 Sieve  | EA Price ₩ |
|------------|---------|---|------------|
| S20-31-660 | EFL 300 | Ø76(3"), 100, 150, 200, 203(8"),<br>250, 300, 305(12"), 315 mm Sieve용 | 8,771,100  |

- Heavy Duty용 디지털 체진동기
- 최대 직경 315mm Sieve까지 사용 가능한 Shaker
- 20 um 이하의 Sieving을 위해 Wet Sieving Kit를 사용 가능
- 무게가 가벼워 Bench Top으로도 사용 가능
- Remote Control Unit으로 파라미터 세팅 가능
- Quiet, Electromagnetic Vibration Action
- 3D Performance : Vertical Vibration & Rotating Action
- Shaker의 수직 운동은 Sieve의 구멍이 막히는 것을 막아줌
- Dry & Wet Sieving용으로 모두 사용 가능
- Anti-Vibration Feet
- Test Sieve는 별도 구매
- AASHTO T27 Compliant
- Endecotts

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Cat. No.                   | S20-31-660                                    |
| Model                      | EFL 300                                       |
| Sieving Range              | 20 um ~ 40 mm                                 |
| Max. Batch / Feed Capacity | 6 kg  |
| Max. Number of Sieve       | 6 Full Height / 12 Half Height (300 mm Sieve) |
| Amplitude                  | 0 ~ 2 mm, Digital Setting in 10 Steps         |
| Time Display               | Digital, 10sec ~ 99min 50 sec                 |
| Size                       | Ø427 × h240 mm                                |
| Weight                     | 47 kg   |
| Power                      | Different Voltages Available                  |



S20-31-660

## Digital Heavy Duty Sieve Shaker 디지털 헤비듀티 체진동기, up to Ø450 mm Sieve

| Cat.No.    | Model     | 사용 Sieve   | EA Price ₩ |
|------------|-----------|--|------------|
| S20-31-670 | Titan 450 | 250, 300, 305(12"), 315, 350,<br>400, 450, 457(18")mm Sieve용 | 15,459,000 |

- 강력한 Heavy Duty용 디지털 체진동기
- 최대 직경 450mm Sieve까지 사용 가능한 Shaker
- 20 um 이하의 Sieving을 위해 Wet Sieving Kit를 사용 가능
- Remote Control Unit으로 파라미터 세팅 가능
- Quiet, Electromagnetic Vibration Action
- 3D Performance : Vertical Vibration & Rotating Action
- Shaker의 수직 운동은 Sieve의 구멍이 막히는 것을 막아줌
- Dry & Wet Sieving용으로 모두 사용 가능
- Anti-Vibration Feet
- Test Sieve는 별도 구매
- AASHTO T27 Compliant
- Endecotts / Octagon®

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Cat. No.                   | S20-31-670                            |
| Model                      | Titan 450                             |
| Sieving Range              | 20 um ~ 125 mm                        |
| Max. Batch / Feed Capacity | 20 kg                                 |
| Max. Number of Sieve       | 7개                                    |
| Amplitude                  | 0 ~ 2 mm, Digital Setting in 10 Steps |
| Time Display               | Digital, 10sec ~ 99min 50 sec         |
| Size                       | Ø606 × h230 mm                        |
| Weight                     | 140 kg                                |
| Power                      | Different Voltages Available          |



S20-31-670