

## Ro-Tap® Test Sieve Shaker Premium 로텍 체진동기

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S19-55-290	RX-29-E	Electronic 8" Shaker	12,972,900
S19-55-300	RX-30-E	Electronic 12" Shaker	20,676,700

- 간단하고 빠르게 작동하며, 보다 정확한 결과를 보여주는 체진동기
- Standard Sieve Analysis에 적합한 Basic Machine
- Amplitude : Fine & Coarse, 컴팩트한 사이즈로 실험대 위에서 사용 가능함
- 3-D Sieving Motion      • Tyler

Cat. No.	S19-55-290	S19-55-300
Model	RX-29-E	RX-30-E
Particle Size Range	2.0 mm ~ 20 μm	
최대거취수량	Ø203mm 9개	Ø305mm 7개
Timing Capacity	Up to 99 min	
Size	w355 x d305 x h940 mm / (36kg)	w406 x d457 x h1016 mm / (36kg)
Power	220V, 60Hz	

### Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S19-55-925	10121	Maintenance Kit	305,500
S19-55-935	10122	Repair Kit for only RX-29	1,422,300
S19-55-965	LA11112	Wet Sieving Kit for only RX-29	2,865,700



RX-29-E

- Maintenance Kit (10121) : 2 Eccentric Discs, 1 Flange Bushing, 1 Bearing, 1 Cork and 2 Flange Bearings
- Repair Kit (10122) : 1 Maintenance Kit, 1 Timing Belt, 1 Upper Carrying Plate, 1 Cam Gear, and 1 Timing Belt Pulley

## Air Jet Sieve Shaker 공기 분사형 체진동기, Ø203 mm Sieve

Cat.No.	Model	사용 Sieve	EA Price ₩
S20-31-240	Air Sizer 200	Ø203 mm(8") Premium Air Jet Sieve용	11,966,300

- 공기 분사형(Air Jet) 체진동기      • 직경 203mm(8") Sieve용 Shaker
- 정전물질과 같은 20um 까지의 미세 건 입자 Sieving에 적합
- Quiet, Electromagnetic Vibration Action      • Anti-Vibration Feet
- 3 D Performance : Vertical Vibration & Rotating Action
- Shaker의 수직운동은 Sieve의 구멍이 막히는 것을 막아줌
- Sieve는 전용 Premium Air Jet Sieve를 사용해야 함 (별도 구매)
- Endecotts

Cat. No.	S20-31-240
Model	Air Sizer 200
Sieving Range	20 um ~ 4 mm
Number of Fraction	1
Speed Range	5 ~ 55 rpm (Nozzle Speed)
Time Display	Digital, 10 sec ~ 99 min 59 sec
Vacuum	20 ~ 99 mbar
Max. Height of Sieve Stack	1 Sieve
Size / Weight	w450 x d435 x h235 mm / 16 kg
Power	100 ~ 240V, 50/60Hz



Air Sizer 200

### Air Jet Sieve

Cat. No.	Model	Size	ISO 규격	EA Price ₩
S20-31-921	008SIW.020IH	Ø203 x 25 mm	20 um	1,140,200
S20-31-923	008SIW.025IH		25 um	883,900
S20-31-925	008SIW.032IH		32 um	502,300
S20-31-927	008SIW.038IH		38 um	293,500
S20-31-930	008SIW.045IH		45 um	271,800
S20-31-932	008SIW.063IH		53 um	232,300
S20-31-935	008SIW.075IH		63 um	207,000
S20-31-938	008SIW.075AJ		75 um	199,800
S20-31-941	008SIW.090IH		90 um	192,700
S20-31-943	008SIW.106IH		106 um	192,700
S20-31-945	008SIW.125IH		125 um	192,700
S20-31-947	008SIW.150IH		150 um	192,700
S20-31-950	008SIW.180IH		180 um	192,700
S20-31-952	008SIW.212IH		212 um	192,700
S20-31-955	008SIW.250IH		250 um	192,700
S20-31-958	008SIW.300IH		300 um	192,700

Cat. No.	Model	Size	ISO 규격	EA Price ₩
S20-31-961	008SIW.355IH	Ø203 x 25 mm	355 um	192,700
S20-31-963	008SIW.425IH		425 um	192,700
S20-31-965	008SIW.500IH		500 um	192,700
S20-31-967	008SIW.600IH		600 um	192,700
S20-31-970	008SIW.710IH		710 um	192,700
S20-31-972	008SIW.850IH		850 um	192,700
S20-31-975	008SIW1.00IH		1.00 um	192,700
S20-31-978	008SIW1.18IH		1.18 um	192,700
S20-31-981	008SIW1.40IH		1.40 um	192,700
S20-31-983	008SIW1.70IH		1.70 um	192,700
S20-31-985	008SIW2.00IH		2.00 um	192,700
S20-31-987	008SIW2.36IH		2.36 um	192,700
S20-31-990	008SIW2.80IH		2.80 um	192,700
S20-31-992	008SIW3.35IH		3.35 um	192,700
S20-31-995	008SIW4.00IH		4.00 um	244,800