

Sonic Sifter 초음파식 체진동기

Cat. No.	Model	Sieving	사용 Sieve	EA Price ₩
S20-249-430	GA-6	up to 5 um	Ø76 mm 전용 Sieve용	22,782,500

- 건식 입자와 Powder 분리기 (for Fine Micron Range)
- Sieving의 강도는 Sonic Pulse의 진폭을 통해서 조절함
- 직경 3"(Ø76mm) 전용 Sieve만 사용 가능한 Shaker
- Air Oscillating Column을 사용한 체 분리기 (공기 상하 운동)
- 다양한 점성과 텍스처의 물질 Sieving 가능
- Sample의 소모가 적으며 Screen 마모가 없음
- 전용 Test Sieve는 별도 구매
- Standard형 (20um ~ 5.60mm) 전용 Sieve는 요청에 의해 공급 가능
- Gilson Company

Cat. No.	S20-249-430
Model	GA-6
Sieving Range	up to 5 um
Program Memory	10 Programs
Timing Range	0 ~ 99.9 min
Amplitude	0 ~ 99 linear scale
Sonic Pulsing	3600 pulses/min (at 50/60 Hz)
Electromechanical Tapping	Switch selectable
Sieve Capacity	3 × Precision, 7 × Standard
Electrical	220V/60 Hz
Size	w254 × d254 × h508 mm
Weight	17.7 kg

Precision Electroformed Sieves

Cat. No.	Model	LPI	ISO 규격	EA Price ₩
S20-249-302	GAA-62	110	150 um	2,261,700
S20-249-306	GAA-63	125	125 um	2,261,700
S20-249-308	GAA-63A	125	106 um	2,071,900
S20-249-310	GAA-64	150	105 um	2,261,700
S20-249-314	GAA-65	150	100 um	2,261,700
S20-249-318	GAA-66	150	95 um	2,261,700
S20-249-322	GAA-67	150	90 um	2,261,700
S20-249-326	GAA-68	150	85 um	2,261,700
S20-249-330	GAA-69	150	80 um	2,261,700
S20-249-334	GAA-70	150	75 um	2,261,700
S20-249-338	GAA-71	181	70 um	2,261,700
S20-249-342	GAA-72	181	65 um	2,261,700
S20-249-344	GAA-72A	181	63 um	2,105,800
S20-249-346	GAA-73	181	60 um	2,261,700
S20-249-350	GAA-74	250	55 um	2,261,700
S20-249-352	GAA-74A	250	53 um	2,105,800
S20-249-354	GAA-75	250	50 um	2,261,700
S20-249-356	GAA-76	250	45 um	2,105,800
S20-249-358	GAA-77	300	40 um	2,261,700
S20-249-360	GAA-77A	300	38 um	2,105,800
S20-249-362	GAA-78	300	35 um	2,261,700
S20-249-364	GAA-78A	300	32 um	2,105,800
S20-249-366	GAA-79	300	30 um	2,261,700
S20-249-370	GAA-80	400	25 um	2,261,700
S20-249-374	GAA-81	400	20 um	2,261,700
S20-249-378	GAA-82	400	15 um	2,506,000
S20-249-382	GAA-83	500	10 um	2,757,000
S20-249-386	GAA-84	500	5 um	3,945,700

