

Spatula Balance 스파츄라 저울

Cat. No.	Model	Weighing Range	정밀도	EA Price ₩
S16-147-511	3475	0 ~ 300.0 g	±0.2 g	101,300

- 재질 : ABS Plastic
- Spatula의 Scoop 부분에 5 ~ 30 ml 까지의 눈금 표시 (5 ml 씩)
- Cleaning위해 Scoop는 저울 부분과 분리
- Tare 버튼과 Hold 버튼 장착
- 국내 소급 가능한 Traceable® 성적서 제공 (ILAC)
- Size : w228 × d50 × h25 mm
- Cole-Parmer / Traceable®



Vibration Spatula 진동 스파츄라

Cat. No.	Model	전체 길이	EA Price ₩
S16-102-434	3701	L185 mm	28,000

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic Chemical-Resistant, Plastic Handle
- 진동에 의해 스파츄라 홀더 안의 Sample을 소량씩 떨어뜨림
- Usbeck



Weighing Scoop with Knob 손잡이형 평량 스키프

Cat. No.	Model	전체 길이	Scoop Size	EA Price ₩
S16-102-483	3710	200 mm	w31 × L70 mm	33,400
S16-102-490	3602	235 mm	w31 × L105 mm	37,100
S16-102-492	3603	250 mm	w31 × L120 mm	38,900

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- LK Labkorea



Chemical Scoop 스쿠프

Cat. No.	Model	길이	Scoop Size	EA Price ₩
S16-139-871	1280-20	200 mm	w30 × L60 mm	10,400

- 재질 : 18/8 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- LK Labkorea



Weighing Scoop, Conical Shape 코니칼형 평량 스키프

Cat. No.	Model	전체 길이	Scoop Size	EA Price ₩
S16-102-497	3604	250 mm	w65 × L120 mm	85,900
S16-102-504	3605	290 mm	w75 × L160 mm	94,000

- 재질 : 18/10 Stainless Steel, Antimagnetic, Chemical-Resistant
- LK Labkorea

