

Quartz Beaker 석영 비이커, LukeGL®

Cat. No.	Model	용량	Size	EA Price ₩
B05-60-010	QB50	50 ml	∅46×h60 mm	28,700
B05-60-020	QB100	100 ml	∅55×h70 mm	39,000
B05-60-030	QB200	200 ml	∅67×h89 mm	84,600
B05-60-040	QB250	250 ml	∅73×h95 mm	101,400
B05-60-050	QB300	300 ml	∅78×h103 mm	123,600
B05-60-060	QB500	500 ml	∅90×h120 mm	182,000
B05-60-070	QB1000	1 L	∅110×h150 mm	299,000
B05-60-080	QB2000	2 L	∅135×h200 mm	481,000

- 사용온도 : Max 1250°C (SiO₂)
- LukeGL®



Jacketed Beaker 이중 비이커, LukeGL®

Cat. No.	Model	용량	속관 규격 (od×h, mm)	겉관 규격 (od×h, mm)	EA Price ₩
B05-11-330	L0250	250 ml	55×115	70×120	96,400
B05-11-333	L0500	500 ml	90×90	120×110	124,900
B05-11-370	L1000	1 L	110×150	140×170	165,400
B05-11-377	L2000	2 L	130×200	160×220	249,700
B05-11-384	L3000	3 L	150×220	180×240	416,600
B05-11-391	L5000	5 L	170×280	200×300	602,200

- Borosilicate Glass 3.3
- GL Screw Connector 기본 장착
- LukeGL®



Silicone Lid for Beaker, Cylinder & Flask 실리콘 커버, ∅43~∅116 mm Opening 용

- 재질 : Silicone, Autoclavable (Silicone lid only without glassware)
- S, M, L의 3가지 사이즈로 구성
- 내용물을 먼지나 오염으로부터 보호
- Pull Tab으로 손쉽게 제거 및 재사용 가능
- DWK Lifescience / Kimble®

Small Size

Cat. No.	Model	for Beaker	for Opening	Color	EA Price ₩
B05-137-320	291111111	50 ~ 100 ml	∅43 ~ 61 mm	Pink	3,700
B05-137-323	291111128			Cyan	3,700
B05-137-326	291111136			Green	3,700

Medium Size

Cat. No.	Model	for Beaker	for Opening	Color	EA Price ₩
B05-137-329	291112116	150 ~ 250 ml	∅64 ~ 76 mm	Pink	5,400
B05-137-332	291112124			Cyan	5,400
B05-137-335	291112132			Green	5,400

Large Size

Cat. No.	Model	for Beaker	for Opening	Color	EA Price ₩
B05-137-338	291113112	400 ~ 600 ml	∅84 ~ 116 mm	Pink	6,700
B05-137-341	291113129			Cyan	6,700
B05-137-344	291113137			Green	6,700

Set

Cat. No.	Model	Size	Color	PK Price ₩
B05-137-310	291110012	S, M, L	Pink	12ea 15,500
B05-137-313	291110029		Cyan	12ea 15,500
B05-137-316	291110037		Green	12ea 15,500

