

Macro / Standard Absorption Cell, 2-Side Polished

표준 흡광 셀, 2면 투명

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- PTFE 재질의 Cover 또는 Stopper 포함
- Window 두께 : 1.25 mm
- Light Path 1 ~ 5 mm의 제품은 Spacer와 함께 사용 (Optional)
- 분석화학에서 가장 보편적으로 사용되는 제품
- 일반적으로 사용되는 대부분의 분광광도계, 색차계와 사용 가능
- Starna

Type 1, with PTFE Cover

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩	
S18-77-004	1-Q-1	1 mm	0.4 ml	12.5×3.5×45	10 mm	194,500	
S18-77-008	1-Q-2	2 mm	0.7 ml	12.5×4.5×45		194,500	
S18-77-012	1-Q-5	5 mm	1.7 ml	12.5×7.5×45		179,300	
S18-77-016	1-Q-10	10 mm	3.5 ml	12.5×12.5×45		93,600	
S18-77-020	1-Q-20	20 mm	7.0 ml	12.5×22.5×45		222,700	
S18-77-024	1-Q-30	30 mm	10.5 ml	12.5×32.5×45		274,100	
S18-77-028	1-Q-40	40 mm	14.0 ml	12.5×42.5×45		299,900	
S18-77-032	1-Q-50	50 mm	17.5 ml	12.5×52.5×45		321,000	
S18-77-036	1-Q-100	100 mm	35.0 ml	12.5×102.5×45		9 mm	520,400
S18-77-040	1-B-Q-10	10 mm	3.5 ml	12.5×12.5×45		10 mm	476,000

- 1-B-Q-10 : Black Side Wall

Type 21, with PTFE Stopper

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩	
S18-77-044	21-Q-1	1 mm	0.4 ml	12.5×3.5×55	10 mm	278,800	
S18-77-048	21-Q-2	2 mm	0.7 ml	12.5×4.5×55		278,800	
S18-77-052	21-Q-5	5 mm	1.7 ml	12.5×7.5×48		249,600	
S18-77-056	21-Q-10	10 mm	3.5 ml	12.5×12.5×48		237,600	
S18-77-060	21-Q-20	20 mm	7.0 ml	12.5×22.5×48		316,600	
S18-77-068	21-Q-40	40 mm	14.0 ml	12.5×42.5×48		415,900	
S18-77-072	21-Q-50	50 mm	17.5 ml	12.5×52.5×48		9.5 mm	491,200
S18-77-076	21-Q-100	100 mm	35.0 ml	12.5×102.5×48		9 mm	873,600

- Light Path 40 ~ 100 mm의 제품은 Stopper 2개 포함
- Stopper가 포함된 제품으로 휘발성 액체 Sealing에 더욱 적합함

Cell Spacer

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
S18-77-611	SPA11	Spacer for 1 mm Light Path Cell	84,700
S18-77-615	SPA12	Spacer for 2 mm Light Path Cell	84,700
S18-77-619	SPA15	Spacer for 5 mm Light Path Cell	84,700

- Cell용 Magnet Bar는 1013 page 참조
- Cell용 Magnet Stirrer는 1023 page 참조

