

Semi-Micro Absorption Cell, 2-Side Polished 세미 마이크로 흡광 셀, 2면 투명

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- PTFE 재질의 Cover 또는 Stopper 포함
- Base 두께 : 3 mm (1.16 ml 제품의 Base 두께는 9 mm)
- 측정에 필요한 샘플의 양을 줄이기 위해 사용
(동일한 Path Length 표준 Cell 용량의 약 40% 정도)
- Type 9/B & 29/B : Black Wall 제품으로 미광 제거 민감성이 뛰어나
- Starna

Type 9 (Clear Wall), with PTFE Cover

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-080	9-Q-5	5 mm	0.7 ml	12.5×7.5×45	4 mm	261,400
S18-77-084	9-Q-10	10 mm	1.4 ml	12.5×12.5×45		201,900
S18-77-088	9-Q-20	20 mm	2.8 ml	12.5×22.5×45		323,100
S18-77-092	9-Q-40	40 mm	5.6 ml	12.5×42.5×45		407,500
S18-77-096	9-Q-50	50 mm	7.0 ml	12.5×52.5×45		449,400
S18-77-100	9-Q-100	100 mm	14.0 ml	12.5×102.5×45		712,000
S18-77-104	9/9-Q-10	10 mm	1.16 ml	12.5×12.5×45		258,900

- Base Thickness : 3 mm (단, 9/9-Q-10은 9 mm)

Type 9/B (Black Wall), with PTFE Cover

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-680	9B-Q-5	5 mm	0.7 ml	12.5×7.5×45	4 mm	444,500
S18-77-684	9B-Q-10	10 mm	1.4 ml	12.5×12.5×45		453,400
S18-77-688	9B-Q-20	20 mm	2.8 ml	12.5×22.5×45		518,800
S18-77-692	9B-Q-40	40 mm	5.6 ml	12.5×42.5×45		664,900
S18-77-696	9B-Q-50	50 mm	7.0 ml	12.5×52.5×45		838,000
S18-77-704	9B/9-Q-10	10 mm	1.4 ml	12.5×12.5×45		432,300

- Base Thickness : 3 mm (단, 9B/9-Q-10은 9 mm)

Type 29 (Clear Wall), with PTFE Stopper

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-108	29-Q-5	5 mm	0.7 ml	12.5×7.5×48	4 mm	326,300
S18-77-112	29-Q-10	10 mm	1.4 ml	12.5×12.5×48		299,300
S18-77-116	29-Q-20	20 mm	2.8 ml	12.5×22.5×48		450,200
S18-77-120	29-Q-40	40 mm	5.6 ml	12.5×42.5×48		562,500
S18-77-124	29-Q-50	50 mm	7.0 ml	12.5×52.5×48		623,400
S18-77-128	29/9-Q-10	10 mm	1.16 ml	12.5×12.5×48		342,700

- Base Thickness : 3 mm (단, 29/9-Q-10은 9 mm)
- Light Path 40, 50 mm 제품은 Stopper 2개 포함

Type 29/B (Black Wall), with PTFE Stopper

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-708	29B-Q-5	5 mm	0.7 ml	12.5×7.5×48	4 mm	569,400
S18-77-712	29B-Q-10	10 mm	1.4 ml	12.5×12.5×48		470,500
S18-77-716	29B-Q-20	20 mm	2.8 ml	12.5×22.5×48		705,200
S18-77-720	29B-Q-40	40 mm	5.6 ml	12.5×42.5×48		888,800
S18-77-724	29B-Q-50	50 mm	7.0 ml	12.5×52.5×48		978,800
S18-77-728	29B/9-Q-10	10 mm	1.16 ml	12.5×12.5×48		543,400

- Base Thickness : 3 mm (단, 29B/9-Q-10은 9 mm)
- Light Path 40, 50 mm 제품은 Stopper 2개 포함

