

Short Light Path Absorption Flow Cell, 2-Side Polished 단파 흡광 연속셀, 2면 투명

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- 파장이 단파장이거나 크기가 큰 Window 표면이 필요할 때 사용되는 제품
- 일반적으로 사용되는 대부분의 분광광도계와 사용 가능
- Type 49
 - 불투명 액체 또는 비스코스 (Viscose) 액체 사용이 유용
 - 분리가 가능하여 세척이 용이
 - CH/2049와 함께 사용
- Starna

Type 48, Flow Cell

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h)	내부 Size (w×h)	EA Price ₩
S18-77-340	48-Q-0.1	0.1 mm	0.03 ml	12.5×2.6×45 mm	8×38 mm	467,000
S18-77-342	48-Q-0.2	0.2 mm	0.06 ml	12.5×2.7×45 mm		467,000
S18-77-344	48-Q-0.5	0.5 mm	0.15 ml	12.5×3×45 mm		467,000
S18-77-346	48-Q-1	1 mm	0.3 ml	12.5×3.5×45 mm		447,200
S18-77-348	48-Q-2	2 mm	0.6 ml	12.5×4.5×45 mm		467,700
S18-77-350	48-Q-5	5 mm	1.56 ml	12.5×7.5×45 mm		489,400

Type 49, Demountable Flow Cell

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h)	내부 Size (w×h)	EA Price ₩
S18-77-352	49-Q-0.1	0.1 mm	0.03 ml	12.5×2.6×45 mm	8×38 mm	467,000
S18-77-354	49-Q-0.2	0.2 mm	0.06 ml	12.5×2.7×45 mm		467,000
S18-77-356	49-Q-0.5	0.5 mm	0.15 ml	12.5×3×45 mm		467,000
S18-77-358	49-Q-1	1 mm	0.3 ml	12.5×3.5×45 mm		447,200
S18-77-360	49-Q-2	2 mm	0.6 ml	12.5×4.5×45 mm		467,700
S18-77-362	49-Q-5	5 mm	1.56 ml	12.5×7.5×45 mm		489,400

Cell Holder

Cat. No.	Model	적용 셀	EA Price ₩
S18-203-A20	CH/2049	Light Path 5 mm 이하 사각 Cell용	131,800

In-Line Absorption Flow Cell 인라인 흡광 연속 셀, 2면 투명

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-333	45-Q-0.5	0.5 mm	0.225 ml	12.5×3.0×40+Tubes	10 mm	631,700
S18-77-335	45-Q-1	1 mm	0.45 ml	12.5×3.5×40+Tubes		504,600
S18-77-337	45-Q-2	2 mm	0.8 ml	12.5×4.5×40+Tubes		483,700

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- Inlet/Outlet Tube : L25 mm
 - up to 2 mm Path Length : id2 mm, od4 mm
 - 5 mm up to Path Length : id5 mm, od7 mm
- Starna

