

Standard Fluorometer Cell, 4-Side Polished

표준 형광 셀, 4면 투명

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- PTFE 재질의 Cover 또는 Stopper 포함
- 일반적인 형광 측정에서 가장 많이 쓰이는 제품이며, 사실상 모든 형광계 기기에 적합
- 4면의 Window와 바닥 부분은 광택 처리
- 매우 평평하고 Window 부분이 날카로워 Laser Application에서도 사용 가능
- Starna

Type 3, with PTFE Cover

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-504	3-Q-2	2 mm	0.8 ml	12.5×4.5×45	10 mm	368,400
S18-77-508	3-Q-5	5 mm	1.7 ml	12.5×7.5×45		351,900
S18-77-512	3-Q-10	10 mm	3.5 ml	12.5×12.5×45		251,600
S18-77-516	3-Q-20	20 mm	7.0 ml	12.5×22.5×45		416,100
S18-77-520	3-Q-40	40 mm	14.0 ml	12.5×42.5×45		489,400
S18-77-524	3-Q-50	50 mm	17.5 ml	12.5×52.5×45		600,100
S18-77-528	3-Q-100	100 mm	35.0 ml	12.5×102.5×45		708,300




Type 23, with PTFE Stopper

Cat. No.	Model	Light Path	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S18-77-532	23-Q-5	5 mm	1.7 ml	12.5×7.5×45	10 mm	416,100
S18-77-536	23-Q-10	10 mm	3.5 ml	12.5×12.5×45		331,200
S18-77-540	23-Q-20	20 mm	7.0 ml	12.5×22.5×45		524,700
S18-77-544	23-Q-40	40 mm	14.0 ml	12.5×42.5×45		643,900
S18-77-548	23-Q-50	50 mm	17.5 ml	12.5×52.5×45		797,600
S18-77-552	23-Q-100	100 mm	35.0 ml	12.5×102.5×45		1,132,500

- Light Path 40 ~ 100 mm의 제품은 Stopper 2개 포함

Type 3, with Screw Cap, Light Path 10mm

Cat. No.	Model	Type	용량	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Width	EA Price ₩
S19-77-001	3-GL14-Q10-C	Close Top	3.5 ml	12.5×12.5×48	10 mm	500,200
S19-77-002	3-GL14-Q10-S	Open Top				500,200



Semi-Micro & Micro Fluorometer Cell, 4-Side Polished

세미 마이크로 & 마이크로 형광 셀, 4면 투명

- 재질 : Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위 : 170 ~ 2700 nm
- PTFE 재질의 Cover 또는 Stopper 포함
- 표준 셀보다 소량 측정 가능
- Starna

with PTFE Cover

Cat. No.	Model	Type	Light Path	용량 (ml)	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Size (w×h)	EA Price ₩
S18-77-556	9F-Q-10	Semi-Micro	10 mm	1.4	12.5×12.5×45	4 mm	463,000
S18-77-560	17F-Q-10	Micro		0.4	12.5×12.5×25	2 mm	363,700
S18-77-564	18F-Q-10			0.7	12.5×12.5×45		478,000

with PTFE Stopper

Cat. No.	Model	Type	Light Path	용량 (ml)	외부 Size (w×d×h, mm)	내부 Size (w×h)	EA Price ₩
S18-77-568	28F-Q-10	Micro	10	0.7	12.5×12.5×48	2 mm	552,700
S18-77-572	29F-Q-10	Semi-Micro	10	1.4		4 mm	541,800

