

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
C04-02-150	LD-900	Electronic Wire Drying Rack	set	1

1 Feature

- Stainless Steel 304 (Epoxy Coated Steel : 상부 Cover, Controller)
- 열풍을 이용하여 빠르고 편리하게 건조 시킬 수 있음
- 조립식으로 분해 및 조립이 용이하며 선반 높이를 쉽게 조절 할 수 있음
- 반투명한 커튼이 기본 포함되어 있어 분진 오염을 예방 할 수 있음
- 타이머 설정 가능
- 건조 온도 설정 가능
- 물받이, 바퀴, 홀크기가 다른 선반 4개, Curtain 1 set (2ea) 기본 포함

2 Specifications

Cat. No.		C04-02-150
Model		LD-900
Size (w×d×h)		w900×d450×h1600 mm
Control	Controller	Digital PID Controller
	Temperature	주변 온도 +10 °C ~50 °C / 0.1 °C Resoluton
	Timer	1min ~ 99hr 59min or Continouos
Material	Main Frame	304 Stainless Steel
	Contol Box	Powder Coated Steel
Electric Supply	Power	1 Phase / 220Vac / 50/60 Hz
	Max Consumption	500 W (2.3 A)
	Power Line	Standard Plug
Shelf hole (mm)		1단(85×85), 2단(50×50), 3단(36×36), 4단(25×25)
Safety		Over Temp. & Current Protection

3 Accessory

- R01-11-926 / LWRM012 / Spare Curtain for LD-900

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)



(주)엘케이랩코리아

전화 : 031-573-4952
팩스 : 031-527-4958

E-mail :
info@lklab.com