

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H01-02-001	HGD-10	Homogenizer Only	set	1

1 Feature

- 초고속 저소음 모터 적용 (무부하 최대 27000 rpm)
- 현재 RPM, 설정 RPM, 파라미터 등이 표시되는 디지털 디스플레이(Digital Type)
- RPM 설정이 편리한 조그 다이얼 스위치 적용
- 다양한 용량의 Homogenizer Tool 적용 가능
- 모터 보호용 Over Heat Protector 적용
- Tool, Clamp 및 Stand는 별도 구매

2 Specifications

Cat. No.	H01-02-001		
Model	HGD-10		
Capacity	2.5 L		
Speed Range	2000 ~ 27,000 rpm		
Display	3 Digit FND		
Safety	Motor Over Heat Protector		
Material	ABS & Powder Coated Aluminum		
Dispersing Tool Dia.	8, 10, 18, 25 mm		
Extension Arm Size	Φ12.7 x L250 mm		
Environmental Conditions	Temp. 5 ~ 40 °C, Humidity < 80 %		
Electric Supply	Power	1 Phase, 220Vac, 50/60Hz	
	Consumption	400 W	

3 Accessory

- C09-04-010 / OSHC010 / Universal Clamp
- H01-05-968 / R1822 / Plate Stand 200×315×800 mm
- S09-53-555 / R1890 / Plate Stand 300×400×1000 mm
- S09-53-567 / R3320 / Heavy Duty Stand
- H01-04-190 / HG1008 / Homogenizer Tool, Rotor Φ6.1, Stator Φ8, 1 ~ 50 ml
- H01-04-191 / HG1010 / Homogenizer Tool, Rotor Φ7.5, Stator Φ10, 1 ~ 100 ml
- H01-04-192 / HG1018 / Homogenizer Tool, Rotor Φ12.7, Stator Φ18, 10 ~ 1000 ml
- H01-04-193 / HG1025 / Homogenizer Tool, Rotor Φ17, Stator Φ25, 50 ~ 2500 ml

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)