

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H02-26-250	FH1500SSS	Stainless Steel Fume Hood	set	1

1 Feature

- 재질 : Stainless Steel 304
- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- 각종 밸브, 배수구, 콘센트 등 다양한 Utility 제공
- 방폭등은 인화성 가스에 의한 폭발을 방지
- IP44등급 콘센트는 생활방수가 가능하고 여러 오염 물질로 부터 안전
- 다양한 배기 시스템 선택 가능

2 Specifications


Cat. No.		H02-26-250
Model		FH1500SSS
Material		Stainless Steel 304 (Internal, External, Working Plate)
Size	Internal	w1320×d630×h1100 mm
	External	w1500×d800×h2350 mm
Utility		Gas valve, Air valve, Water valve, Sink, 220V outlet 4ea
Lamp		Explosion Proof 1ea
Exhausted Hole		Φ200 mm (변경가능)
Power		1 Phase, 220Vac, 60Hz

3 Accessory

- H02-26-825 / FH-IF200 / 내장형 Blower
- H02-26-827 / FH-ID200 / Damper
- H02-26-830 / FH-FD200 / Fire Damper
- H02-26-942 / FH-SF15 / 1500용 Support Frame, 304SS

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능

 <p>www.lklab.com</p>	(주)엘케이랩코리아	전화 : 031-573-4952 팩스 : 031-527-4958	E-mail : info@lklab.com
---	------------	--	----------------------------