

《 규 격 서 》

| 카달로그 번호 | 품목번호 | 품목 및 규격 | 단위 | 수량 |
|------------|-----------|---------------------------|------|----------|
| Cat. No | Item No | Description | Unit | Quantity |
| H02-26-270 | FH1800SSS | Stainless Steel Fume Hood | set | 1 |

1 Feature

- 재질 : Stainless Steel 304
- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- 각종 밸브, 배수구, 콘센트 등 다양한 Utility 제공
- 방폭등은 인화성 가스에 의한 폭발을 방지
- IP44등급 콘센트는 생활방수가 가능하고 여러 오염 물질로 부터 안전
- 다양한 배기 시스템 선택 가능

2 Specifications

| | | |
|----------------|----------|---|
| Cat. No. | | H02-26-270 |
| Model | | FH1800SSS |
| Material | | Stainless Steel 304 (Internal, External, Working Plate) |
| Size | Internal | w1620×d630×h1100 mm |
| | External | w1800×d800×h2350 mm |
| Utility | | Gas valve, Air valve, Water valve, Sink, 220V outlet 4ea |
| Lamp | | Explosion Proof 2ea |
| Exhausted Hole | | Φ200 mm (변경가능) |
| Power | | 1 Phase, 220Vac, 60Hz |

3 Accessory

- H02-26-825 / FH-IF200 / 내장형 Blower
- H02-26-827 / FH-ID200 / Damper
- H02-26-830 / FH-FD200 / Fire Damper
- H02-26-944 / FH-SF18 / 1800용 Support Frame, 304SS

4 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능

| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
|  <p>www.lklab.com</p> | (주)엘케이랩코리아 | 전화 : 031-573-4952 팩스 : 031-527-4958 | E-mail : info@lklab.com |
|---|------------|--|----------------------------|