

《 규 격 서 》

카달로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
H02-26-410	FHW2100SSS	Work-In Hood	set	1

1 Feature


- 재질 : Stainless Steel 304
- 바닥에서부터 Booth Type으로 제작 설치(설치비 별도)
- 기타 자세한 사항은 문의 요함 (규격외 사이즈 공급가능)

2 Specifications

Cat. No.		H02-26-410
Model		FHW2100SSS
Material		Stainless Steel 304 (Internal, External, Working Plate)
Size	Internal	w1620×d630×h2100mm
	External	w2100×d800×h2350mm
Cock		Air, Gas 각 1개
Sink		요청에 의해 설치 가능
Lamp		LED 2ea
Concent		220V×4ea (요청에 의해 110V 설치 가능)
Power		110V / 60Hz and 220V / 60Hz

3 Remark

- 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
- PL Insurance (제조물배상책임보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능

	(주)엘케이랩코리아	전화 : 031-573-4952	E-mail : info@lklab.com
		팩스 : 031-527-4958	